

Ліжко для пологів MIA02-S JULIETTE

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 297000 грн

Артикул: F01009

Ліжко для пологів MIA02-S JULIETTE — 3-моторне акушерське ліжко з електричним регулюванням положень, що трансформується у гінекологічний операційний стіл та забезпечує комфорт і безпеку під час пологів

<p data-start="171" data-end="552">Ліжко для пологів MIA02-S JULIETTE (3-моторне) — це сучасне а спеціально розроблене для комфортного, безпечного та фізіологічно правильного ведення пологів. Використовується у пологових будинках, перинатальних центрах та спеціалізованих клініках, де важливі надійність, гігієна та швидка адаптація обладнання під потреби породіллі й медичного персоналу.

<p data-start="554" data-end="886">Конструкція ліжка створена з урахуванням анатомії та фізіології жінки під час пологів, що дозволяє зменшити дискомфорт і полегшити роботу лікарів та акушерів. Модель поєднує простоту експлуатації, практичність і довговічність, а також виготовлена з екологічно безпечних матеріалів, дозволених для медичного використання.

<p data-start="888" data-end="1288">Ліжко оснащено трьома електродвигунами, які забезпечують плавне та точне регулювання основних положень: нахил спинної секції та секції ніг, положення Тренделенбург і зворотний Тренделенбург, підйом та опускання ліжка. Окремо передбачений рух секції голови. Інтегрована система руху знижує навантаження на тіло пацієнтки та допомагає уникати різких змін положення, що мінімізує дискомфорт.

<p data-start="1290" data-end="1623">Механізм вертикального руху реалізований через ковзний рух носіїв назад-вперед, що забезпечує стабільність і плавність підйому. Ліжко може використовуватись як звичайне ліжко до та після пологів, а під час активної фази пологів секція ніг знімається, і модель швидко трансформується у гінекологічний операційний стіл.

<p data-start="1625" data-end="1940">Конструкція складається з трьох секцій, покритих ударостійким ABS-пластиком. За потреби секції легко демонтуються, що значно спрощує очищення та дезінфекцію відповідно до санітарних норм. Оббивка має поліуретанове покриття, яке є водонепроникним, антибактеріальним, зносостійким і простим у догляді.

<p data-start="1942" data-end="2281">Ліжко оснащено центральною гальмівною системою — педаль керування коліщатами розташована біля підніжжя, що дозволяє швидко фіксувати або переміщати ліжко.

Усі аксесуари встановлюються на універсальні рейки, мають регулювання напрямку, обертання та поздовжнього руху, що забезпечує максимальну гнучкість під час пологів і процедур.

<p data-start="2283" data-end="2432">MIA02-S JULIETTE — це універсальне акушерське ліжко, яке поєднує н пацієнтки, ергономіку для персоналу та високу клінічну ефективність.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="product_title entry-title elementor-heading-title elementor-size-default">Ліжко для пологів MIA02-S JULIETTE , 3х м

Пропозиція дійсна на момент формування.