

Операційний стіл, модель ТУ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 294100 грн

Артикул: F01029



Операційний стіл ТУ Hefei Health – універсальний хірургічний стіл для багатoproфільних операцій з надійною конструкцією та широкими можливостями позиціонування пацієнта.

Операційний стіл ТУ виробництва Hefei Health (Китай) — це універсальний хірургічний стіл, призначений для безпечного та точного позиціонування пацієнта під час проведення широкого спектра оперативних втручань. Модель ТУ застосовується в операційних блоках лікарень, клінік та хірургічних центрів і підходить для загальної хірургії, гінекології, урології, травматології та інших напрямків.

Конструкція столу базується на міцній центральній опорі, що забезпечує високу стабільність навіть при максимальних навантаженнях. Ложе столу є багатосекційним, що дозволяє гнучко змінювати положення пацієнта відповідно до клінічних вимог та специфіки операції.

Регулювання положень здійснюється за допомогою надійних механічних або гідравлічних вузлів (залежно від комплектації), що забезпечують плавні рухи та точність налаштувань. Стіл підтримує основні операційні положення, включно з тренделенбургом, зворотним тренделенбургом, бічними нахилами та регулюванням спинної і нижньої секцій.

М'які секції ложа покриті матеріалом, стійким до дезінфекційних засобів і багаторазового очищення, що відповідає вимогам асептики та гігієни в операційних приміщеннях. Стіл сумісний з базовими хірургічними аксесуарами та допоміжними опорами.

Операційний стіл ТУ від Hefei Health поєднує в собі функціональність, простоту експлуатації та надійність, що робить його практичним рішенням для щоденного використання в умовах інтенсивної хірургічної роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Регулювання висоти, мм.

760 - 1010

Довжина панелі стола, мм.

2010

Ширина панелі стола, мм.

500

Регулювання головної секції

плюс мінус 60 градусів

Регулювання положення секція спини (Тренделенбург і зворотний Тренделенбург)

плюс мінус 25 градусів

Регулювання бічних нахилів

плюс мінус 20 градусів

Регулювання спинної секції

+ 75 / -15 градусів

Регулювання ножної секції (вниз)

90 градусів

Кут розведення ножної секції

180 градусів

Максимальна вантажопідйомність

180 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Операційний стіл ТУ 1 шт.Тримачі ніг 2 шт.Бічні опори для тіла 2 шт.Тримачі рук 2 шт.Ремінь для фіксації тіла 1 шт.Анестезіологічний екран 1 шт.Опційно комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохірургії.

Пропозиція дійсна на момент формування.