

Ноші медичні "БІОМЕД" А19

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4462 грн

Артикул: F01043

Ноші медичні «БІОМЕД» А19 призначені для безпечного транспортування пацієнтів із підозрою на переломи та ушкодження хребта в умовах екстреної медичної допомоги

<p data-start="0" data-end="252">Ноші медичні «БІОМЕД» А19 призначені для безпечного транспортування пацієнтів із підозрою на переломи, пошкодження хребта та інші важкі травми, коли критично важливо забезпечити жорстку фіксацію тіла та мінімізувати будь-які рухи під час евакуації.

<p data-start="254" data-end="612">Конструкція нош виконана з міцного поліефірного волокна, що забезпечує високу стійкість до механічних пошкоджень, вологи, перепадів температур і агресивних зовнішніх умов. Матеріал легко піддається санітарній обробці та дезінфекції, що робить ноші придатними для багаторазового використання у службах екстреної допомоги та умовах підвищених вимог до гігієни.

<p data-start="614" data-end="1003">Модель А19 розрахована на тривалу експлуатацію в екстремальних умовах та може використовуватися під час рентгенологічних досліджень без необхідності перекладання пацієнта, що знижує ризик вторинних ушкоджень. Ноші оснащені спеціальними отворами для ручного транспортування, а також для надійного кріплення ременів безпеки, які забезпечують стабільну фіксацію пацієнта під час перенесення.

<p data-start="1005" data-end="1294">Передбачена можливість встановлення фіксатора голови для додаткової іммобілізації шийного відділу хребта. У разі транспортування в автомобілі швидкої медичної допомоги ноші можуть бути закріплені на автомобільну каталку, що забезпечує сумісність із стандартним обладнанням екстрених служб.

<p data-start="1296" data-end="1579">Ноші медичні «БІОМЕД» А19 широко застосовуються бригадами швидкої допомоги, службами медицини катастроф, рятувальними підрозділами, на спортивних об'єктах, а також у зоні надзвичайних ситуацій і бойових дій, де потрібна надійність, мобільність і максимальний рівень безпеки пацієнта.

<p data-start="1581" data-end="1862">Технічні характеристики виробу: довжина 184 см, ширина 46 см, висота 5 см. Вага нош становить 7,5 кг, що дозволяє зручно використовувати їх у польових умовах. Максимальне безпечне навантаження — 227 кг, що забезпечує транспортування пацієнтів різної комплекції.

<p data-start="1864" data-end="2009" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Комплектація включає: ноші медичні РБ-04 — 3 шт., інструкція з експлуатації — 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Ноші медичні "БІОМЕД" – 1 шт. 2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-04 – 3 шт. 3. Інструкція – 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.