

Ноші медичні "БІОМЕД" А09

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 6440 грн

Артикул: F01047

Ноші медичні «БІОМЕД» А09 призначені для зручного та безпечного транспортування пацієнтів у лікарнях, травмпунктах і службах екстреної медичної допомоги



<p data-start="0" data-end="324">Ноші медичні «БІОМЕД» А09 призначені для безпечного транспортування пацієнтів у лікарнях, травмпунктах, приймальних відділеннях та службах екстреної медичної допомоги. Модель розроблена для інтенсивного щоденного використання у медичних закладах, де важливі мобільність, компактність і надійність обладнання.

<p data-start="326" data-end="640">Конструкція нош виконана зі сплаву алюмінію високої міцності, забезпечує поєднання невеликої ваги та високої стійкості до навантажень. Поверхня виготовлена зі спеціальної зносостійкої тканини, яка легко очищується та підлягає регулярній дезінфекції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичних установ.

<p data-start="642" data-end="1025">Особливістю нош А09 є можливість складання у поздовжньо-поперечному напрямку: в чотири рази поперечно та в два рази поздовжньо. Завдяки цьому ноші компактно складаються у зручну транспортну сумку, що значно полегшує їх зберігання та перенесення. Конструкція також оснащена чотирма складними опорами, які забезпечують стабільне положення нош під час використання.

<p data-start="1027" data-end="1201">Для додаткової безпеки пацієнта ноші комплектуються ремнями фіксації, що дозволяє надійно зафіксувати тіло під час транспортування, зменшуючи ризик зміщення або травми.

забезпечує комфортне розміщення пацієнтів різної комплекції. У складеному стані розміри

максимальне безпечне навантаження — 160 кг, що відповідає вимогам до професійних медичних нош.

<p data-start="1568" data-end="1596">Комплектація виробу включає:

<p data-start="1599" data-end="1642">ноші медичні «БІОМЕД» А09 — 1 шт.

<p data-start="1645" data-end="1682">ремені безпеки пацієнта — 2 шт.

<p data-start="1685" data-end="1721">транспортувальну сумку — 1 шт.

<p data-start="1724" data-end="1761">інструкцію з використання — 1 шт.

<p data-start="1763" data-end="1997" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Ноші медичні «БІОМЕД» А09 є практичним рішенням для транспортування пацієнтів, поєднуючи компактність у складеному вигляді, міцну конструкцію та відповідність сучасним вимогам екстреної та стаціонарної медицини.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Ноші — 1 шт. 2. Ремінь безпеки пацієнта — 2 шт. 3. Сумка транспортувальна — 1 шт. 4. Інструкція з використання — 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.