

Система послідовної компресії SCD600

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 68250 грн

Артикул: F01051

SCD600 — медична система послідовної (інтермітуючої) пневматичної компресії для ефективного профілактики венозної тромбоемболії та підтримки венозного кровообігу у пацієнтів із підвищеним ризиком тромбозу.

SCD600 — це медична система послідовної (інтермітуючої) пневматичної компресії, призначена для ефективного профілактики та лікування венозної тромбоемболії (ВТЕ) у пацієнтів із підвищеним ризиком тромбозу. Виріб належить до класу засобів переміжної пневматичної компресії, рекомендованих сучасними міжнародними та національними клінічними настановами, зокрема Настановою №00109 Міністерства охорони здоров'я України щодо профілактики венозної тромбоемболії.

Застосування SCD600 забезпечує зниження ризику тромбозу глибоких венозних судин, що особливо актуально для пацієнтів після хірургічних втручань, у період реабілітації, при тривалій іммобілізації або наявності протипоказань до фармакологічної профілактики. Система активно покращує венозний кровообіг, зменшує застої крові в нижніх кінцівках, сприяє зниженню набряків та стимулює природні механізми фібринолізу, підтримуючи фізіологічний венозний відтік.

SCD600 підтримує 13 режимів інтермітуючої пневматичної компресії, включаючи попередньо запрограмовані терапевтичні протоколи та користувацький режим. Реалізовані режими градієнтної та рівномірної компресії дозволяють адаптувати терапію під конкретні клінічні потреби пацієнта. Градієнтна компресія забезпечує поетапне надування камер у напрямку до серця з поступовим зменшенням тиску, що максимально ефективно активує венозний відтік. Рівномірна компресія має м'який фізіологічний вплив і застосовується для тривалих профілактичних процедур.

Система оснащена двома незалежними каналами, які дозволяють проводити компресію для кожної кінцівки окремо або синхронно. Передбачена можливість відключення окремих зон компресії, що особливо важливо при наявності післяопераційних ран, травм або підвищеної чутливості тканин. Інтелектуальна система стабілізації тиску на основі PID-алгоритму автоматично підтримує задані параметри в реальному часі, гарантуючи

стабільність терапії та безпеку пацієнта. Подвійний контроль тиску та подвійна процесорна система забезпечують безперервний моніторинг і захист від перевищення допустимих значень.

<p data-start="2383" data-end="2713">Керування системою здійснюється через 4,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран з багатомовним інтерфейсом, включаючи українську мову. На екрані в режимі реального часу відображається тиск у манжетах і стан кожної камери. Тиха робота компресора робить SCD600 комфортним для використання під час нічних або тривалих процедур.

<p data-start="2715" data-end="3091">SCD600 оснащений вбудованим акумулятором, що забезпечує до 4 годин автономної роботи, дозволяючи застосовувати систему не лише в стаціонарі, а й під час транспортування пацієнтів, у домашніх або польових умовах. Продумана мобільність реалізована завдяки можливості використання візка з кошиком для аксесуарів, ручки для перенесення та кліпси для фіксації на ліжку.

<p data-start="3093" data-end="3477">Манжети виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, мають високу зносостійкість, не викликають подразнення шкіри, надійно фіксуються та не зісковзують під час терапії. Система відповідає вимогам ISO 13485, Регламенту (ЄС) 2017/745 (MDR) та Технічному регламенту щодо медичних виробів (Постанова КМУ №753), що підтверджує її безпеку та придатність для клінічного застосування.

<p data-start="3479" data-end="3728">SCD600 широко використовується в акушерстві, ортопедії, кардіології, судинній та загальній хірургії, онкології, неврології, спортивній і тактичній медицині, забезпечуючи надійну механічну профілактику тромбозів у пацієнтів різних клінічних груп.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Система послідовної компресії SCD600 ,
в складі:

<p align="center">1 шт.

Основний блок

<p align="center">1 шт.

Трубка подовжувальна

<p align="center">2 шт.

Манжета компресійна трикамерна багаторазова для ноги

<p align="center">2 шт.

Манжета компресійна трикамерна багаторазова для руки

<p align="center">2 шт.

Манжета компресійна багаторазова (трикамерна для гомілки)

<p align="center">2 шт.

Манжета компресійна багаторазова для лівої стопи

<p align="center">1 шт.

Манжета компресійна багаторазова для правої стопи

<p align="center">1 шт.

Манжета компресійна багаторазова для лівого передпліччя

<p align="center">1 шт.

Манжета компресійна багаторазова для правого передпліччя

<p align="center">1 шт.

Візок (мобільна стійка на колесах)

<p align="center">1 шт.

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

Копія сертифікату відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.