

Столик анестезіолога СТ-А-2Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 13800 грн

Артикул: F0106

Столик анестезіолога СТ-А-2Н
створений для впорядкованого
розміщення інструментів,
медикаментів і витратних матеріалів
у операційному та
анестезіологічному блоці

<p data-start="225" data-end="616">Столик анестезіолога СТ-А-2Н — це функціональний медичний пересувний столик, створений для організованого розміщення інструментів, медикаментів та витратних матеріалів у анестезіологічному, хірургічному та процедурному блоці. Конструкція столика сприяє швидкому доступу до всіх необхідних елементів під час роботи медичного персоналу та формує комфортний і впорядкований робочий простір.

<p data-start="618" data-end="948">Основою моделі є міцний металевий каркас із полімерним покриттям, підсилює зносостійкість та зберігає охайний вигляд обладнання навіть при інтенсивному використанні. Маневрені коліщата з гальмівною системою гарантують стабільність у фіксованому положенні та дозволяють легко переміщувати столик між зонами операційного блоку.

<p data-start="950" data-end="1196">Столик СТ-А-2Н оснащений двома місткими висувними ящиками та виготовленими з високоякісної полірованої нержавіючої сталі. Такий матеріал забезпечує легкість очищення, гігієнічність та можливість розміщення стерильних інструментів.

<p data-start="1198" data-end="1432">Огорожа, встановлена по периметру верхньої частини конструкції, утримує обладнання та матеріали під час переміщення і водночас працює як зручні ергономічні ручки. Це підсилює мобільність столика та підвищує комфорт у роботі персоналу.

<p data-start="1434" data-end="1670">Столик анестезіолога СТ-А-2Н поєднує надійну конструкцію, ергономіку та професійний рівень виконання, тому чудово підходить для використання у сучасних медичних закладах, операційних, реанімаційних і процедурних кабінетах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям

Нержавіюча сталь

Розміри товару 720 x 480 x 800 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик анестезіолога СТ-А-2Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.