

Столик маніпуляційний СТ-М

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 9900 грн

Артикул: F0107

Столик маніпуляційний СТ-М
створений для зручного розміщення
інструментів, медикаментів та
матеріалів під час виконання
процедур

<p data-start="175" data-end="521">Столик маніпуляційний СТ-М — це функціональний пересувний медичний столик, створений для організованого розміщення інструментів, медикаментів та витратних матеріалів під час проведення процедур і маніпуляцій. Конструкція моделі забезпечує зручність доступу до необхідних засобів і формує впорядкований робочий простір для медичного персоналу.

<p data-start="523" data-end="864">Основа столика — міцний металевий каркас із полімерним покриттям, підсилює стійкість конструкції та зберігає її зовнішній вигляд при інтенсивному використанні. Маневрені коліщата з гальмами забезпечують мобільність та стабільність у фіксованому положенні, що особливо важливо у процедурних кабінетах, маніпуляційних та перев'язувальних.

<p data-start="866" data-end="1139">У верхній частині столика розташований місткий висувний ящик для інструментів і витратних матеріалів, що потребують швидкого доступу. Дві зручні полиці — одна над ящиком і одна під ним — створюють додатковий простір для розміщення контейнерів, лотків та робочих матеріалів.

<p data-start="1141" data-end="1324">Огорожа, встановлена по трьох сторонах столика, утримує інструменти та матеріали під час переміщення й працює як ергономічні ручки, що підвищують комфорт у роботі медичного персоналу.

<p data-start="1326" data-end="1536">Столик маніпуляційний СТ-М поєднує практичну конструкцію, мобільність і надійність, що робить його зручним рішенням для лікарень, клінік, процедурних кабінетів, амбулаторій та відділень інтенсивної терапії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Розміри товару 720 x 480 x 800 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик маніпуляційний СТ-М - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.