

## Столик маніпуляційний СТ-М-2Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 11100 грн

Артикул: F0123

Столик маніпуляційний СТ-М-2Н створений для зручного розміщення інструментів, медикаментів та матеріалів під час процедур і маніпуляцій

<p data-start="232" data-end="568">Столик маніпуляційний СТ-М-2Н — це функціональний пересувний медичний столик, призначений для впорядкованого розміщення інструментів, медикаментів і витратних матеріалів під час процедур, перев'язок та маніпуляцій. Завдяки продуманій конструкції модель забезпечує комфорт медичного персоналу та швидкий доступ до необхідних засобів.

<p data-start="570" data-end="917">Основою столика є надійний металевий каркас із полімерним покриттям, яке підсилює стійкість до зношування та зберігає охайний зовнішній вигляд конструкції при інтенсивному використанні. Маневрені коліщата з гальмами надають столикам мобільність і дозволяють легко переміщувати його між робочими зонами, створюючи зручні умови для щоденної роботи.

<p data-start="919" data-end="1185">Модель оснащена містким висувним ящиком, який дозволяє зберігати інструменти під рукою, а також двома полицями з високоякісної нержавіючої сталі. Такий матеріал вирізняється гігієнічністю, легкістю дезінфекції та стійкістю до корозії, що важливо для медичних закладів.

<p data-start="1187" data-end="1364">Огорожа, розташована по трьох сторонах столика, утримує матеріали під час переміщення та водночас працює як зручні ручки, що робить модель практичною і простою у використанні.

<p data-start="1366" data-end="1589">Столик маніпуляційний СТ-М-2Н поєднує мобільність, ергономічність і надійну конструкцію, тому є оптимальним рішенням для процедурних, маніпуляційних, перев'язувальних та амбулаторних кабінетів сучасних медичних установ.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 720 x 480 x 800 мм

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик маніпуляційний СТ-М-2Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.