

## Столик для забору крові СТ-ЗК

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 2300 грн

Артикул: F0130

Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК призначений для комфортного розміщення пацієнта під час забору крові та маніпуляцій на руці

<p data-start="279" data-end="603">Столик для забору крові медичний СТ-ЗК призначений для використання у лікувальних закладах, амбулаторіях та стаціонарах під час процедури забору крові та інших маніпуляцій на руці пацієнта. Конструкція забезпечує комфортне положення руки, стабільність під час процедури та відповідає сучасним вимогам до медичних меблів.

<p data-start="605" data-end="936">Робоча поверхня столика має м'яку стільницю, обтягнуту вінілштучшкірою. Такий матеріал вирізняється стійкістю до дезінфекції, зручністю очищення та забезпечує комфорт пацієнта. Модель доступна у трьох кольорах: синьому, бежевому та зеленому, що дозволяє гармонійно поєднати її з інтер'єром маніпуляційного чи процедурного кабінету.

<p data-start="938" data-end="1253">Каркас столика виготовлений зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям, яке захищає поверхню від впливу робочих середовищ та відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У конструкції використовуються матеріали та комплектуючі, допущені для застосування в медичних меблях та підтверджені відповідними висновками.

<p data-start="1255" data-end="1514">Модель має нерозбірну конструкцію на стійких ніжках. Колісні опори в цій модифікації не передбачені, що забезпечує високу стабільність під час процедури. Максимальне навантаження на конструкцію становить 10 кг, що достатньо для її функціонального призначення.

<p data-start="1516" data-end="1699">Столик відзначається компактними габаритами: довжина 510 мм, ширина 770 мм, а також малою вагою — лише 6 кг, що спрощує транспортування всередині закладу при потребі.

<p data-start="1701" data-end="1867">Гарантійний термін експлуатації моделі становить 18 місяців, мінімальний строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та довговічність конструкції.

<p data-start="1869" data-end="2070">Столик для забору крові СТ-ЗК — практичне, компактне й надійне рішення для маніпуляційних кабінетів та пунктів забору крові, яке забезпечує комфорт пацієнта та

зручність роботи медичного персоналу.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Матеріал каркасу Сталь з полімерним покриттямСтільниця Обтягнута вінілшкіроюРозміри  
товару 510 x 310 x 770 мм

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:**

Столик для забору крові СТ-ЗК - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.