

Столик-тумба СТ-Т

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 16700 грн

Артикул: F0135

Столик-тумба медична СТ-Т призначена для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та інструментів у процедурних і маніпуляційних кабінетах

<p data-start="254" data-end="563">Столик-тумба медична СТ-Т призначений для зручного розміщення витратних матеріалів, медикаментів та медичних інструментів у процедурних, маніпуляційних та перев'язувальних кабінетах. Конструкція забезпечує впорядковане зберігання та швидкий доступ до необхідних засобів під час роботи медичного персоналу.

<p data-start="565" data-end="952">Основа виробу — міцний металевий каркас із полімерним покриттям, що антибактеріальні властивості та стійкість до частого очищення і дезінфекції. Столик встановлений на чотирьох самоорієнтовальних колісних опорах діаметром 40 мм, два з яких оснащені автономними гальмівними пристроями. Це забезпечує мобільність під час переміщення і надійну фіксацію конструкції у робочому положенні.

<p data-start="954" data-end="1326">У тумбі передбачено чотири висувні ящики, розташовані один над одним, кожен з яких витримує навантаження до 5 кг. Над ними знаходиться металева полиця з полімерним покриттям, розрахована на навантаження до 10 кг. Полиця обладнана огорожею по трьох сторонах, яка запобігає зісковзуванню матеріалів та одночасно виконує функцію зручних ручок для переміщення столика.

<p data-start="1328" data-end="1492">Максимальне навантаження на всю конструкцію становить 30 кг, що дозволяє використовувати тумбу як надійний допоміжний елемент у щоденній роботі медичного персоналу.

<p data-start="1494" data-end="1679">Столик-тумба медична СТ-Т має компактні габарити: довжина 720 мм, висота 798 мм. Вага виробу — 29 кг, що забезпечує стійкість конструкції та комфорт при експлуатації.

<p data-start="1681" data-end="1772">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1774" data-end="1935">Столик СТ-Т є практичним та універсальним рішенням для медичних закладів, де важливе впорядковане та безпечне зберігання витратних матеріалів і інструментів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 720 x 480 x 800 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик-тумба СТ-Т - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.