

Столик-тумба СТ-Т-Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 16700 грн

Артикул: F0139

Столик-тумба медична СТ-Т-Н призначена для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та інструментів

<p data-start="241" data-end="554">Столик-тумба медична СТ-Т-Н призначена для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та медичних інструментів у процедурних, маніпуляційних та перев'язувальних кабінетах. Конструкція забезпечує впорядковане зберігання, швидкий доступ до необхідних засобів та комфорт у щоденній роботі медичного персоналу.

<p data-start="556" data-end="911">Основою виробу є металевий каркас з полімерним покриттям, що надає антибактеріальні властивості та підвищену стійкість до дезінфекції. Каркас встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори діаметром 40 мм, що забезпечують плавне переміщення тумби. Гальмівний механізм фіксує конструкцію у потрібному положенні, створюючи стабільність під час роботи.

<p data-start="913" data-end="1118">У тумбі передбачено чотири висувні ящики, кожен із яких може вистояти навантаження до 5 кг. Ящики забезпечують впорядковане зберігання дрібних інструментів та матеріалів, що мають бути постійно під рукою.

<p data-start="1120" data-end="1467">Над ящиками розташована полиця з високоякісної нержавіючої сталі, розрахована на навантаження до 10 кг. Такий матеріал вирізняється стійкістю до корозії, легкістю очищення та гігієнічністю. Огорожа по трьох сторонах полиці запобігає зісковзуванню матеріалів і одночасно виконує функцію трьох ручок для зручного переміщення столика.

<p data-start="1469" data-end="1753">Модель має максимальне навантаження на всю конструкцію, достатнє для щоденного використання у медичних закладах. Тумба відзначається компактними габаритами: довжина 720 мм, ширина 450 мм, висота 798 мм, а також масою 29 кг, що забезпечує стійкість на опорах та комфортну експлуатацію.

<p data-start="1755" data-end="1901">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і довговічність конструкції.

<p data-start="1903" data-end="2089">Столик-тумба медична СТ-Т-Н є практичним, функціональним

рішенням для роботи медичного персоналу та оптимізації організації робочого простору у сучасних медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 720 x 480 x 800 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик-тумба СТ-Т-Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.