

Столик інструментальний СТ-І-2Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4900 грн

Артикул: F0172

Столик інструментальний медичний
СТ-І-2Н призначений для розміщення
інструментів, медикаментів і
витратних матеріалів

<p data-start="207" data-end="525">Столик інструментальний медичний СТ-І-2Н призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, хірургічних інструментів та медичної апаратури під час проведення процедур і маніпуляцій у лікувальних закладах. Модель використовується в операційних, процедурних, перев'язувальних та маніпуляційних кабінетах.

<p data-start="527" data-end="791">Конструкція столика виконана у вигляді міцного металевого каркаса з полімерним покриттям, яке має антибактеріальні властивості та стійкість до регулярної санітарної обробки. Таке покриття забезпечує довговічність виробу та відповідність вимогам до медичних меблів.

<p data-start="793" data-end="1123">Столик оснащений двома полицями, виготовленими з вибіраної полірованої нержавіючої сталі. Матеріал полиць забезпечує гігієнічність, легкість очищення та зручність у роботі з інструментами й обладнанням. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8 кг.

<p data-start="1125" data-end="1359">Модель встановлена на стійкі ніжки, що забезпечують надійну фіксацію на підлозі та стабільність під час експлуатації. Конструкція столика нерозбірна, що підвищує її міцність і зменшує ризик розхитування в процесі використання.

<p data-start="1361" data-end="1583">Габаритні розміри столика складають: довжина 620 мм, ширина 410 мм, висота 810 мм. Вага виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та зручністю переміщення в межах приміщення за потреби.

<p data-start="1585" data-end="1738">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і практичність конструкції.

<p data-start="1740" data-end="1916">Столик інструментальний СТ-І-2Н є функціональним і зручним рішенням для організації робочого простору медичного персоналу та безпечного розміщення інструментів і апаратури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 620 x 415 x 770 мм Допустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-2Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.