

Столик інструментальний СТ-І-2С

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 4500 грн

Артикул: F0174

Столик інструментальний медичний
СТ-І-2С призначений для розміщення
інструментів, медикаментів і
витратних матеріалів

<p data-start="203" data-end="528">Столик інструментальний медичний СТ-І-2С призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів та допоміжного обладнання у медичних установах, санаторіях та інших лікувально-профілактичних закладах. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах та допоміжних приміщеннях.

<p data-start="530" data-end="794">Конструкція столика виконана у вигляді міцного металевого каркаса з полімерним покриттям, яке має антибактеріальні властивості та стійкість до регулярної санітарної обробки. Таке покриття забезпечує довговічність виробу та відповідність вимогам до медичних меблів.

<p data-start="796" data-end="1128">Столик оснащений двома скляними полицями, розташованими на висоті 500 мм та 700 мм. Полиці виготовлені з міцного скла, що забезпечує гігієнічність, легкість очищення та візуальний контроль розміщених матеріалів і обладнання. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8 кг.

<p data-start="1130" data-end="1392">Модель має нерозбірну конструкцію, що підвищує її жорсткість та стабільність у процесі експлуатації. Столик встановлений на коліщатах з гальмами, що забезпечує зручне переміщення між приміщеннями та надійну фіксацію у робочому положенні під час використання.

<p data-start="1394" data-end="1574">Габаритні розміри виробу складають: довжина 620 мм, ширина 610 мм, висота столика — 10 кг, що забезпечує оптимальне поєднання стійкості та мобільності.

<p data-start="1576" data-end="1729">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і практичність конструкції.

<p data-start="1731" data-end="1927">Столик інструментальний СТ-І-2С є функціональним та зручним рішенням для організації робочого простору медичного персоналу і безпечного розміщення обладнання та матеріалів у медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Скло 5 ммРозміри товару 620 х 415 х 770 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-2С - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.