

## Столик інструментальний СТ-I-2М-К

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4600 грн

Артикул: F0176

Столик інструментальний медичний  
СТ-I-2М-К призначений для  
розміщення інструментів,  
медикаментів і витратних матеріалів

<p data-start="198" data-end="536">Столик інструментальний медичний СТ-I-2М-К призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів та допоміжного обладнання у медичних установах, санаторіях та лікувально-профілактичних закладах. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах та інших робочих зонах медичного персоналу.

<p data-start="538" data-end="808">Конструкція столика виконана у вигляді міцного металевго каркаса з полімерним покриттям, яке має антибактеріальні властивості та забезпечує стійкість до регулярної санітарної обробки. Таке покриття підвищує довговічність виробу та відповідає вимогам до медичних меблів.

<p data-start="810" data-end="1101">Столик оснащений двома металевими полицями з антибактеріальним покриттям. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8 кг, що дозволяє безпечно розміщувати необхідні матеріали та обладнання під час роботи.

<p data-start="1103" data-end="1439">Модель встановлена на чотири самоорієнтувальні колісні опори діаметром 40 мм, два з яких оснащені автономними гальмівними пристроями. Це забезпечує легке переміщення столика між приміщеннями та надійну фіксацію у робочому положенні. Конструкція виробу нерозбірна, що підвищує її жорсткість і стабільність у процесі експлуатації.

<p data-start="1441" data-end="1621">Габаритні розміри столика складають: довжина 620 мм, ширина 410 мм, висота Вага виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальне поєднання стійкості та мобільності.

<p data-start="1623" data-end="1789">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а мінімальний строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та практичність конструкції.

<p data-start="1791" data-end="1991">Столик інструментальний СТ-I-2М-К є зручним і функціональним рішенням для організації робочого простору медичного персоналу та ефективного розміщення інструментів і матеріалів у медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 620 x 415 x 815 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-2М-К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.