

Столик інструментальний СТ-I-2Н-К

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 5000 грн

Артикул: F0178

Столик інструментальний медичний
СТ-I-2Н-К призначений для
розміщення інструментів,
медикаментів і витратних матеріалів

<p data-start="214" data-end="558">Столик інструментальний медичний СТ-I-2Н-К призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів та допоміжного обладнання у медичних установах, санаторіях та інших лікувально-профілактичних закладах. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах та інших робочих зонах медичного персоналу.

<p data-start="560" data-end="834">Конструкція столика виконана у вигляді міцного сталевго каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям, стійким до регулярної дезінфекції та інтенсивної експлуатації. Покриття забезпечує довговічність виробу та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів.

<p data-start="836" data-end="1199">Столик оснащений двома полицями з високоякісної нержавіючої сталі, що відрізняється гігієнічністю, стійкістю до корозії та простою очищення. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4,2 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8 кг, що дозволяє безпечно розміщувати необхідні матеріали та обладнання під час роботи.

<p data-start="1201" data-end="1538">Модель встановлена на чотири самоорієнтувальні колісні опори діаметром 40 мм, два з яких оснащені автономними гальмівними пристроями. Це забезпечує зручне переміщення столика між приміщеннями та надійну фіксацію у робочому положенні. Конструкція виробу нерозбірна, що підвищує її жорсткість і стабільність у процесі експлуатації.

<p data-start="1540" data-end="1720">Габаритні розміри столика складають: довжина 620 мм, ширина 410 мм, висота Вага виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальне поєднання стійкості та мобільності.

<p data-start="1722" data-end="1876">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та практичність конструкції.

<p data-start="1878" data-end="2078">Столик інструментальний СТ-I-2Н-К є функціональним і зручним рішенням

для організації робочого простору медичного персоналу та ефективного розміщення інструментів і обладнання у медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 620 x 415 x 815 мм Допустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-2Н-К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.