

Столик інструментальний СТ-І-2С-К

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 4300 грн

Артикул: F0182

Столик інструментальний медичний
СТ-І-2С-К призначений для
розміщення інструментів,
медикаментів і витратних матеріалів

<p data-start="209" data-end="588">Столик інструментальний медичний СТ-І-2С-К призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів та допоміжного обладнання у медичних установах, санаторіях та інших лікувально-профілактичних закладах. Модель застосовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах та допоміжних приміщеннях для організації робочого простору медичного персоналу.

<p data-start="590" data-end="898">Конструкція столика виконана у вигляді сталевго каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям, що забезпечує стійкість до регулярної дезінфекції, механічних навантажень і тривалого щоденного використання. Покриття відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів і сприяє довговічності виробу.

<p data-start="900" data-end="1242">На каркасі розташовані дві скляні полиці, які забезпечують зручне гігієнічне розміщення матеріалів і обладнання з можливістю візуального контролю. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4,2 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8,4 кг, що дозволяє безпечно використовувати столик у щоденній практиці.

<p data-start="1244" data-end="1578">Модель встановлена на чотири самоорієнтовальні колісні опори діаметром 40 мм, два з яких оснащені автономними гальмівними пристроями. Це забезпечує легке переміщення столика між приміщеннями та надійну фіксацію у робочому положенні під час використання. Конструкція виробу нерозбірна, що підвищує її жорсткість і стабільність.

<p data-start="1580" data-end="1762">Габаритні розміри столика складають: довжина 620 мм, ширина 410 мм, висота Вага виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальний баланс між мобільністю та стійкістю.

<p data-start="1764" data-end="1918">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та практичність конструкції.

<p data-start="1920" data-end="2099">Столик інструментальний СТ-І-2С-К є функціональним і зручним рішенням для організації робочого простору та безпечного розміщення інструментів і матеріалів у медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Скло 5ммРозміри товару 620 х 415 х 815 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-2С-К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.