

Столик інструментальний СТ-I-CH

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4400 грн

Артикул: F0184

Столик інструментальний медичний
СТ-I-CH призначений для розміщення
інструментів, медикаментів і
витратних матеріалів

<p data-start="209" data-end="588">Столик інструментальний медичний СТ-I-CH призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів та допоміжного обладнання у медичних установах, санаторіях та інших лікувально-профілактичних закладах. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах та допоміжних приміщеннях для організації робочого простору медичного персоналу.

<p data-start="590" data-end="873">Конструкція столика виконана у вигляді міцного сталевго каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям, стійким до регулярної дезінфекції та щоденного навантаження. Покриття відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів і забезпечує довготривалу експлуатацію виробу.

<p data-start="875" data-end="1311">На каркасі розташовані дві полиці, виготовлені з різних матеріалів для зручності використання: одна полиця виконана з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, інша — зі скла. Таке поєднання забезпечує гігієнічність, легкість очищення та можливість візуального контролю розміщених матеріалів і обладнання. Кожна полиця розрахована на навантаження до 4,2 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 8,4 кг.

<p data-start="1313" data-end="1648">Модель встановлена на чотири самоорієнтовальні колісні опори діаметром 40 мм, два з яких оснащені автономними гальмівними пристроями. Це забезпечує зручне переміщення столика між приміщеннями та надійну фіксацію у робочому положенні під час використання. Конструкція виробу нерозбірна, що підвищує її жорсткість і стабільність.

<p data-start="1650" data-end="1832">Габаритні розміри столика складають: довжина 620 мм, ширина 410 мм, висота виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальний баланс між мобільністю та стійкістю.

<p data-start="1834" data-end="1988">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та практичність конструкції.

<p data-start="1990" data-end="2147">Столик інструментальний СТ-I-CH є функціональним і зручним рішенням для

безпечного розміщення інструментів, матеріалів та обладнання у медичних закладах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Скло 5мм Розміри товару 620 x 415 x 770 мм Допустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик інструментальний СТ-И-СН - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.