

Столик-накопичувач СТ-Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 4150 грн

Артикул: F0186

<p data-start="106" data-end="471">Столик-накопичувач медичний <strong data-start="134" data-end="142">СТ-Н призначений для зберігання та розміщення витратних матеріалів, інструментів і обладнання. Конструкція виконана на сталевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям і оснащена трьома металевими полицями з високою вантажопідйомністю. Модель встановлена на стійкі ніжки та забезпечує надійну організацію робочого простору.</p>

<p data-start="201" data-end="574">>Столик-накопичувач медичний СТ-Н призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів і допоміжного обладнання у медичних закладах. Модель використовується в процедурних, маніпуляційних кабінетах, операційних, стерилізаційних та інших робочих приміщеннях, де необхідне компакте та містке рішення для організації простору.</p>

<p data-start="576" data-end="892">>Конструкція столика виконана у вигляді міцного сталевого каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям, яке забезпечує стійкість до регулярної дезінфекції, механічних навантажень і щоденної експлуатації. Покриття відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів і сприяє тривалому строку служби виробу.</p>

<p data-start="894" data-end="1233">>Столик оснащений трьома металевими полицями, виготовленими зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Кожна полиця розрахована на навантаження до 20 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 60 кг, що дозволяє розміщувати важкі прилади, обладнання або значну кількість матеріалів без втрати стійкості.</p>

<p data-start="1235" data-end="1457">>Модель встановлена на стійкі ніжки, що забезпечують надійну фіксацію на підлозі та стабільність під час використання. Конструкція виробу нерозбірна, що підвищує її жорсткість і довговічність у процесі експлуатації.</p>

<p data-start="1459" data-end="1660">>Габаритні розміри столика складають: довжина 500 мм, ширина 390 мм, висота виробу — 9 кг, що поєднує достатню стійкість з компактністю та зручністю розміщення у приміщенні.</p>

<p data-start="1662" data-end="1815">>Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і практичність конструкції.</p>

<p data-start="1817" data-end="2012">>Столик-накопичувач СТ-Н є містким, міцним і функціональним рішенням для ефективного організації робочого простору медичного персоналу та зберігання обладнання і матеріалів у медичних закладах.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь с полимерным покрытиемРозміри товару 500 x 390 x 770 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик-накопичувач СТ-Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.