

Столик-накопичувач СТ-Н-Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 4950 грн

Артикул: F0188

<p data-start="108" data-end="486">Столик-накопичувач медичний <strong data-start="136" data-end="146">СТ-Н-Н призначений для розміщення та зберігання матеріалів, інструментів і обладнання. Конструкція виконана на сталевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям і оснащена трьома полицями з полірованої нержавіючої сталі з високою вантажопідйомністю. Модель встановлена на стійкі ніжки та забезпечує надійну організацію робочого простору.</p>

<p data-start="203" data-end="591">>Столик-накопичувач медичний СТ-Н-Н призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів, інструментів, приладів і допоміжного обладнання у медичних закладах різного профілю. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах, операційних, стерилізаційних та інших робочих приміщеннях, де необхідне надійне й містке рішення для організації простору.</p>

<p data-start="593" data-end="907">>Конструкція столика виконана у вигляді міцного сталевого каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям, яке забезпечує стійкість до регулярної дезінфекції, механічних навантажень і тривалої експлуатації. Покриття відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів і сприяє довгому строку служби виробу.</p>

<p data-start="909" data-end="1307">>Столик оснащений трьома полицями, виготовленими з високої полірованої нержавіючої сталі. Такий матеріал вирізняється гігієнічністю, стійкістю до корозії та легкістю очищення. Кожна полиця розрахована на навантаження до 20 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 60 кг, що дозволяє безпечно розміщувати важкі прилади, обладнання або значну кількість матеріалів.</p>

<p data-start="1309" data-end="1542">>Модель встановлена на стійкі ніжки, що забезпечують надійну фіксацію на підлозі та стабільність під час використання. Конструкція столика нерозбірна, що підвищує її жорсткість, міцність і довговічність у процесі експлуатації.</p>

<p data-start="1544" data-end="1717">>Габаритні розміри виробу складають: довжина 500 мм, ширина 390 мм, висота 900 мм. Вага столика — 9 кг, що поєднує компактність із високою вантажопідйомністю.</p>

<p data-start="1719" data-end="1872">>Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і практичність конструкції.</p>

<p data-start="1874" data-end="2051">>Столик-накопичувач СТ-Н-Н є міцним, містким і функціональним рішенням для ефективного організації робочого простору та зберігання обладнання і матеріалів у медичних закладах.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 500 x 390 x 770 мм Допустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик-накопичувач СТ-Н-Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.