

Столик приладовий СТ-П

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 4400 грн

Артикул: F0190

<p data-start="103" data-end="464">Столик приладовий медичний <strong data-start="130" data-end="138">СТ-П призначений для розміщення та переміщення медичних приладів, інструментів і матеріалів. Модель виконана на металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями та самоорієнтовальними коліщатами з гальмами. Наявність ручки забезпечує зручне транспортування столика у межах приміщення.</p>

<p data-start="165" data-end="538">>Столик приладовий медичний СТ-П призначений для розміщення, зберігання та переміщення медичних приладів, інструментів, витратних матеріалів і медикаментів у межах лікувальних закладів. Модель використовується у процедурних, маніпуляційних кабінетах, операційних, діагностичних приміщеннях та інших зонах, де необхідна мобільність і зручна організація робочого простору.

<p data-start="540" data-end="840">>Конструкція столика виконана у вигляді міцного металевого каркаса з полімерним покриттям з антибактеріальними властивостями. Покриття стійке до впливу дезінфікуючих засобів, механічних навантажень і забезпечує тривалий термін експлуатації відповідно до санітарно-гігієнічних вимог до медичних меблів.

<p data-start="842" data-end="1232">>Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це дозволяє легко переміщувати столик у межах приміщення та надійно фіксувати його під час виконання маніпуляцій або роботи з обладнанням. Для додаткової зручності модель оснащена ручкою для переміщення, що спрощує керування столиком навіть при повному завантаженні.

<p data-start="1234" data-end="1519">>На каркасі розміщені дві знімні металеві полиці з антибактеріальним покриттям. Кожна полиця розрахована на навантаження до 7 кг, а максимальне навантаження на всю конструкцію становить 15 кг, що дозволяє безпечно розміщувати медичні прилади та супутні матеріали.

<p data-start="1521" data-end="1703">>Габаритні розміри столика складають: довжина 625 мм, ширина 390 мм, висота Вага виробу — 10 кг, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та мобільністю.

<p data-start="1705" data-end="1909">>Конструкція столика нерозбірна, що підвищує її жорсткість, міцність і надійність у процесі щоденної експлуатації. Гарантійний термін становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1911" data-end="2097">>Столик приладовий СТ-П є практичним і функціональним рішенням

розміщення та транспортування медичного обладнання, забезпечуючи зручність, мобільність і порядок на робочому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 625 x 390 x 790 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик приладовий СТ-П - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.