

Столик приладовий СТ-П-2Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4899 грн

Артикул: F0192

Столик приладовий СТ-П-2Н призначений для розміщення та переміщення медичних приладів, інструментів і матеріалів. Конструкція виконана на металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями з нержавіючої сталі та самоорієнтовальними коліщатами з гальмами. Наявність ручки забезпечує зручне транспортування у межах приміщення.

Столик медичний приладовий СТ-П-2Н призначений для зберігання та переміщення медичних приладів, інструментів, медикаментів і витратних матеріалів у межах лікувальних закладів. Модель підходить для використання в процедурних, маніпуляційних, діагностичних кабінетах, операційних та інших приміщеннях, де необхідна мобільність і впорядковане розміщення обладнання.

Конструкція столика виконана у вигляді міцного металевого каркаса з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до дії дезінфікуючих засобів, механічних навантажень і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів. Усі матеріали та комплектуючі мають необхідні висновки й допущені до використання у медичних установах.

Столик оснащений двома знімними полицями, виготовленими з високоякісної полірованої нержавіючої сталі. Такий матеріал забезпечує гігієнічність, стійкість до корозії та легкість очищення. Максимальне навантаження на одну полицю становить 7 кг, а загальне допустиме навантаження на конструкцію — 15 кг, що дозволяє безпечно розміщувати прилади та допоміжне обладнання.

Модель встановлена на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві з яких обладнані автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика та надійну фіксацію у робочому положенні. Для додаткової зручності транспортування столик оснащений ручкою, що спрощує керування навіть при повному завантаженні.

Габаритні розміри виробу складають: довжина 625 мм, ширина 390 мм, висота 900 мм. Вага столика — 9 кг, що забезпечує оптимальне поєднання мобільності та стійкості. Конструкція є нерозбірною, що підвищує жорсткість і довговічність виробу.

Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1977" data-end="2157">Столик приладовий СТ-П-2Н є практичним, надійним і зручним рішенням ефективної організації робочого простору та безпечного переміщення медичного обладнання в межах закладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям

Нержавіюча сталь

Розміри товару 625х390х790 мм

Допустиме навантаження 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик приладовий СТ-П-2Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.