

## Столик стоматолога СТ-С-2Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3990 грн

Артикул: F0196

<p data-start="92" data-end="449">Столик стоматолога data-start="111" data-end="122">СТ-С-2Н</strong> призначений для розміщення стоматологічних інструментів і матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями з нержавіючої сталі та самоорієнтовальними коліщатами з гальмами для зручного переміщення у межах стоматологічного кабінету.</p>

<p data-start="167" data-end="468">&gt;Столик стоматолога медичний СТ-С-2Н призначений для стоматологічних інструментів, медикаментів і витратних матеріалів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує зручну організацію робочого простору та швидкий доступ до необхідних засобів під час проведення стоматологічних процедур.

<p data-start="470" data-end="780">&gt;Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до впливу дезінфікуючих засобів, механічних навантажень і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів для стоматологічних закладів.

<p data-start="782" data-end="1086">&gt;Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує легке переміщення столика в межах кабінету та надійну фіксацію у робочому положенні. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що сприяє плавному руху по рівній підлозі.

<p data-start="1088" data-end="1462">&gt;На каркасі розміщені дві знімні полиці, виготовлені з високоякісної полірованої нержавіючої сталі. Матеріал полиць забезпечує гігієнічність, стійкість до корозії та простоту очищення. Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а загальне допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що оптимально для стоматологічних інструментів і матеріалів.

<p data-start="1464" data-end="1657">&gt;Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, висота 1110 мм. Вага виробу — 4,2 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у щоденному використанні.

<p data-start="1659" data-end="1764">&gt;Гарантійний термін експлуатації столика становить 18 місяців, строку служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1766" data-end="1920" data-is-last-node="" data-is-only-node="">&gt;Столик стоматолога СТ-С-2Н є функціональним рішенням для ефективної організації робочого простору в стоматологічному кабінеті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 655 x 415 x 780 мм Допустиме навантаження на полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-2Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.