

Столик стоматолога СТ-С-2С

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3255 грн

Артикул: F0198

Столик стоматолога СТ-С-2С
призначений для розміщення
стоматологічних інструментів і
матеріалів

<p data-start="138" data-end="431">Столик стоматолога СТ-С-2С призначений для розміщення стоматологічних інструментів, медикаментів та витратних матеріалів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує зручну організацію робочого простору та швидкий доступ до необхідних засобів під час проведення стоматологічних процедур.

<p data-start="433" data-end="739">Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевих каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до регулярної обробки дезінфікуючими засобами, механічних впливів і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів у стоматології.

<p data-start="741" data-end="1036">Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві з яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує легке переміщення столика у межах кабінету та його надійну фіксацію під час роботи. Діаметр коліс становить 40 мм, що сприяє плавному руху по рівній підлозі.

<p data-start="1038" data-end="1386">На каркасі розміщені дві знімні полиці зі скла. Скляні полиці забезпечують гігієнічність, простоту очищення та візуальний контроль розміщених інструментів і матеріалів. Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а загальне допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що відповідає потребам стоматологічного кабінету.

<p data-start="1388" data-end="1579">Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, висота 1100 мм. Вага виробу — 4 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у щоденному використанні.

<p data-start="1581" data-end="1678">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1680" data-end="1909">Столик стоматолога СТ-С-2С є компактным, мобільним і практичним рішенням організації робочого місця у стоматологічному кабінеті, поєднуючи простоту конструкції, функціональність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Скло 5ммРозміри товару 655 х 415 х 780 ммДопустиме навантаження на полицю 10 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-2С - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.