

Столик стоматолога СТ-С-МН

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3466 грн

Артикул: F0200

Столик стоматолога СТ-С-МН призначений для розміщення стоматологічних інструментів і матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями з різних матеріалів та самоорієнтовальними коліщатами з гальмами для зручного переміщення у межах стоматологічного кабінету.

Столик стоматолога СТ-С-МН призначений для розміщення матеріалів, медикаментів і стоматологічних інструментів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує зручну організацію робочого простору та швидкий доступ до необхідних матеріалів під час проведення стоматологічних маніпуляцій.

Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до впливу дезінфікуючих засобів, механічних навантажень та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів для стоматологічних закладів.

Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика у межах кабінету та його надійну фіксацію під час роботи. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що сприяє стабільному руху по рівній підлозі.

На каркасі розміщені дві знімні полиці, виконані з різних матеріалів для зручності використання. Верхня полиця виготовлена зі сталі з полімерним покриттям, нижня — з високоякісної полірованої нержавіючої сталі. Така комбінація матеріалів забезпечує гігієнічність, зручність очищення та практичність у щоденній роботі.

Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що відповідає потребам стоматологічного кабінету.

Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, вага виробу — 5 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у використанні.

Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, строк служби — не менше 60 місяців.

Столик стоматолога СТ-С-МН є компактним, мобільним і функціональним.

рішенням для ефективної організації робочого місця у стоматологічному кабінеті, поєднуючи простоту конструкції, практичність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 655 x 415 x 780 мм Допустиме навантаження на полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-МН - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.