

Столик стоматолога СТ-С-СМ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3255 грн

Артикул: F0202

Столик стоматолога СТ-С-СМ призначений для розміщення стоматологічних інструментів, медикаментів і витратних матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями — скляною та металевою з полімерним покриттям — і коліщатами з гальмами для зручного переміщення у стоматологічному кабінеті.

Столик стоматолога СТ-С-СМ призначений для розміщення матеріалів, медикаментів та стоматологічних інструментів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує впорядковану організацію робочого простору та зручний доступ до необхідних матеріалів під час проведення стоматологічних процедур.

Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до регулярної обробки дезінфікуючими засобами, механічних навантажень і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів, що використовуються у стоматології.

Столик встановлений на самоорієнтовальні колісні опори, які забезпечують легке та плавне переміщення у межах кабінету. Колеса оснащені гальмами, що дозволяє надійно зафіксувати столик у робочому положенні. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що сприяє стабільному руху по рівній підлозі.

На каркасі розміщені дві знімні полиці, виконані з різних матеріалів для зручності та функціональності. Верхня полиця виготовлена зі скла з відполірованими торцями, що забезпечує безпечну експлуатацію та легкість очищення. Нижня полиця виконана зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям, що підвищує її зносостійкість і гігієнічність.

Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, що відповідає вимогам до розміщення стоматологічних інструментів і матеріалів у повсякденній роботі.

Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, висота ваги виробу — 5 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у використанні.

Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

Столик стоматолога СТ-С-СМ є практичним і функціональним рішенням

стоматологічних кабінетів, поєднуючи компактність, мобільність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Скло 5 мм Розміри товару 655 х 415 х 780 мм Допустиме навантаження на скляну полку 10 кг Допустиме навантаження на металеву полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-СМ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.