

Столик стоматолога СТ-С-НМ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3465 грн

Артикул: F0206

Столик стоматолога СТ-С-НМ призначений для розміщення стоматологічних інструментів, медикаментів і витратних матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями — з нержавіючої сталі та з металу з полімерним покриттям і самоорієнтовальними коліщатами з гальмами для зручного переміщення у розміщенні стоматологічних кабінетів.

Столик стоматолога СТ-С-НМ призначений для розміщення матеріалів, медикаментів та стоматологічних інструментів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує зручну організацію робочого простору та швидкий доступ до необхідних матеріалів під час проведення стоматологічних процедур.

Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до регулярної обробки дезінфікуючими засобами, механічних навантажень і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів, призначених для стоматологічних закладів.

Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика у межах кабінету та його надійну фіксацію у робочому положенні. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що сприяє стабільному руху по рівній підлозі.

На каркасі розміщені дві знімні полиці, виконані з різних матеріалів для підвищення функціональності. Верхня полиця виготовлена з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, що забезпечує гігієнічність, корозійну стійкість та легкість очищення. Нижня полиця виконана зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям, що підвищує її зносостійкість і практичність у щоденній експлуатації.

Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що відповідає потребам стоматологічного кабінету для розміщення інструментів та матеріалів.

Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, висота виробу — 5 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у повсякденному використанні.

<p data-start="1930" data-end="2027">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="2029" data-end="2259">Столик стоматолога СТ-С-НМ є компактным, мобільним і функціональним рішенням для ефективної організації робочого місця у стоматологічному кабінеті, поєднуючи практичність, надійність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Розміри товару 655 x 415 x 780 мм Допустиме навантаження на полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-МН - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.