

Столик стоматолога СТ-С-НС

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3675 грн

Артикул: F0208

Столик стоматолога СТ-С-НС призначений для розміщення стоматологічних інструментів, медикаментів і витратних матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями — з нержавіючої сталі та зі скла з відполірованими торцями — і самоорієнтовальними коліщатами з гальмами для зручного використання у стоматологічних кабінетах.

Столик стоматолога СТ-С-НС призначений для розміщення матеріалів, медикаментів та стоматологічних інструментів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує впорядковану організацію робочого простору та зручний доступ до необхідних матеріалів під час проведення стоматологічних процедур.

Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до регулярної обробки дезінфікуючими засобами, механічних навантажень та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів для стоматологічних закладів.

Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика у межах кабінету та його надійну фіксацію у робочому положенні. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що сприяє стабільному руху по рівній підлозі.

На каркасі розміщені дві знімні полиці, виготовлені з різних матеріалів для підвищення функціональності та зручності використання. Верхня полиця виконана з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, що забезпечує гігієнічність, корозійну стійкість і легкість очищення. Нижня полиця виготовлена зі скла з відполірованими торцями, що гарантує безпечну експлуатацію та зручний візуальний контроль розміщених матеріалів.

Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що відповідає вимогам щоденного використання у стоматологічному кабінеті.

Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, вага виробу — 5 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у повсякденній роботі.

Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не

менше 60 місяців.

<p data-start="2023" data-end="2253">Столик стоматолога СТ-С-НС є компактным, мобільним і функціональним рішенням для ефективної організації робочого місця у стоматологічному кабінеті, поєднуючи практичність, надійність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Скло 5 мм Розміри товару 655 x 415 x 780 мм Допустиме навантаження на скляну полку 10 кг Допустиме навантаження на металеву полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-НС - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.