

Столик стоматолога СТ-С-СН

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3675 грн

Артикул: F0210

Столик стоматолога СТ-С-СН призначений для розміщення стоматологічних інструментів, медикаментів і витратних матеріалів. Модель виконана на збірно-розбірному металевому каркасі з полімерним антибактеріальним покриттям, оснащена двома знімними полицями — скляною та з нержавіючої сталі — і самоорієнтовальними коліщатами з гальмами для зручного використання у стоматологічному кабінеті.

Столик стоматолога СТ-С-СН призначений для розміщення матеріалів, медикаментів та стоматологічних інструментів у стоматологічних кабінетах. Модель забезпечує зручну організацію робочого простору та оперативний доступ до необхідних матеріалів під час проведення стоматологічних процедур.

Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Покриття стійке до регулярної обробки дезінфікуючими засобами, механічних навантажень і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що висуваються до медичних меблів для стоматологічних закладів.

Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика у межах кабінету та його надійну фіксацію у робочому положенні. Колісні опори сприяють зручній маневреності під час щоденної експлуатації.

На каркасі розміщені дві знімні полиці, виготовлені з різних матеріалів для підвищення функціональності. Верхня полиця виконана зі скла з відполірованими торцями, що забезпечує безпечну експлуатацію, легкість очищення та візуальний контроль розміщених матеріалів. Нижня полиця виготовлена з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, яка відзначається гігієнічністю, корозійною стійкістю та довговічністю.

Максимальне навантаження на одну полицю становить 5 кг, а допустиме навантаження на всю конструкцію — 10 кг, що відповідає потребам стоматологічного кабінету для розміщення інструментів і матеріалів.

Габаритні розміри столика складають: довжина 655 мм, ширина 415 мм, вага виробу — 5 кг, що робить модель легкою, маневреною та зручною у повсякденному

використанні.

<p data-start="1919" data-end="2018">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="2020" data-end="2250">Столик стоматолога СТ-С-СН є компактным, мобільним і функціональним рішенням для ефективної організації робочого місця у стоматологічному кабінеті, поєднуючи практичність, надійність і відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Скло 5 мм Розміри товару 655 x 415 x 780 мм Допустиме навантаження на скляну полку 10 кг Допустиме навантаження на металеву полицю 1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик стоматолога СТ-С-СН - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.