

Столик хірургічний СТ-Х

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 3605 грн

Артикул: F0214

```
<div class="flex flex-col text-sm pb-25">
<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-
has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writi
has-data-writing-block:pt(--shadow-height)
[&amp;::has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto
scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,
tabindex="-1" data-turn-id="a145d1b8-6d70-48d7-bb0d-e
data-testid="conversation-turn-252" data-scroll-anchor="t
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-co
@w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)]
@w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px(-
<div class="[--thread-content-max-width:40rem]
@w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto
max-w(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-me
focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 fle
tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-
break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:i
data-message-author-role="assistant"
data-message-id="5d69abfe-b846-4f30-89f0-e5cb1a9e11
data-message-model-slug="gpt-5-2">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt:
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full brea
markdown-new-styling">
<p data-start="0" data-end="396" data-is-last-node=""
data-is-only-node="">Столик хірургічний <strong
data-start="19" data-end="27">СТ-Х</strong> призначен
для зручного розміщення
хірургічних інструментів і
витратних матеріалів під час
медичних втручань. Модель виконана
на металевому каркасі з
антибактеріальним полімерним
покриттям та оснащена регульованою
по висоті знімною полицею. Столик
встановлений на самоорієнтувальні
```

колеса з гальмами, що забезпечує мобільність і надійну фіксацію у робочому положенні.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"> </div>

<div class="mt-3 w-full empty:hidden"> </div>

</div>

</div>

</article>

</div>

<div class="pointer-events-none h-px w-px absolute bottom-0 right-0 data-edge="true"> </div>

<p data-start="161" data-end="535">>Столик хірургічний СТ-Х призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та хірургічних інструментів під час проведення оперативних і маніпуляційних втручань. Модель використовується в операційних, перев'язувальних, процедурних кабінетах та інших приміщеннях медичних закладів, де важлива мобільність, точне позиціонування та зручний доступ до інструментів.

<p data-start="537" data-end="875">>Конструкція столика виконана у вигляді збірно-розбірного металевого каркаса з полімерним покриттям з антибактеріальними властивостями. Покриття стійке до регулярної дезінфекції, механічних навантажень і впливу мийних засобів, що забезпечує відповідність санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів та тривалий строк експлуатації.

<p data-start="877" data-end="1207">>Столик встановлений на чотири самоорієнтовальні колісні опори, дві яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Це забезпечує плавне переміщення столика у межах приміщення та його надійну фіксацію у робочому положенні. Діаметр колісних опор становить 40 мм, що дозволяє зручно маневрувати навіть у обмеженому просторі.

<p data-start="1209" data-end="1574">>Особливістю моделі є рухома консольна рамка, у якій розміщена легкознімна полиця, виготовлена зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Положення полиці регулюється по висоті у діапазоні від 785 до 1285 мм, що дозволяє адаптувати столик під потреби конкретної процедури та забезпечити оптимальне розташування інструментів відносно робочої зони.

<p data-start="1576" data-end="1791">>Максимальне навантаження на полицю становить 4 кг, що відповідає вимогам розміщення хірургічних інструментів і допоміжних матеріалів. Загальне допустиме навантаження на всю конструкцію також складає 4 кг.

<p data-start="1793" data-end="1998">>Габаритні розміри столика: довжина 621 мм, ширина 412 мм, висота регулюється у межах 785–1285 мм. Вага виробу — 7 кг, що робить модель легкою, мобільною та зручною у щоденному

використанні.

<p data-start="2000" data-end="2099">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="2101" data-end="2327" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Столик хірургічний СТ-Х є компактним мобільним рішенням для роботи з хірургічними інструментами, поєднуючи можливість регулювання висоти, зручність переміщення та відповідність вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 620 x 410 x 825/1285 ммДопустиме навантаження на полицю 4 кгРозмір полиці 580 x 380 ммДіапазон регулювання висоти полки 825/1260 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик хірургічний СТ-Х - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.