

Кушетка діагностична КД

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 8860 грн

Артикул: F0228

```
<div class="flex flex-col text-sm pb-25">
<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-
has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writi
has-data-writing-block:pt(--shadow-height)
[&::has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto
scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,
tabindex="-1" data-turn-id="011cc490-f4cf-477d-82f4-c15
data-testid="conversation-turn-341" data-scroll-anchor="t
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-co
@w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)]
@w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px(-
<div class="[--thread-content-max-width:40rem]
@w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto
max-w(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-me
focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 fle
tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-
break-words whitespace-normal [.text-message+&];:i
data-message-author-role="assistant"
data-message-id="88ca960a-ade4-4129-82f5-f762a2ad0
data-message-model-slug="gpt-5-2">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full brea
markdown-new-styling">
<p data-start="0" data-end="415" data-is-last-node=""
data-is-only-node="">Кушетка медична
діагностична <strong data-start="29" data-end="40">АТО
КД</strong> призначена для комфортного
розміщення пацієнтів під час
оглядових, діагностичних та
лікувальних процедур. Модель
виконана на міцному металевому
каркасі з антибактеріальним
полімерним покриттям і оснащена
&rsquo;яким ложем з вінілштучної шкіри.
Регульований підголівник дозволяє
```

змінювати кут нахилу, забезпечуючи зручне положення пацієнта та комфортну роботу медичного персоналу.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"> </div>

<div class="mt-3 w-full empty:hidden"> </div>

</div>

</div>

</article>

</div>

<div class="pointer-events-none h-px w-px absolute bottom data-edge="true"> </div>

<p data-start="0" data-end="423">>Кушетка медична діагностична АТОН КД призначена для комфортного розміщення пацієнтів під час проведення діагностичних, оглядових і лікувальних процедур у медичних закладах різного профілю. Модель використовується в поліклініках, лікарнях, приватних клініках, медичних центрах та процедурних кабінетах, де важливі зручність пацієнта, стабільність конструкції та відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

<p data-start="425" data-end="718">>Конструкція кушетки складається з двох секцій — сидіння та підголівника, обтягнутих зносостійкою вінілштучною шкірою. Оббивний матеріал приємний на дотик, стійкий до впливу дезінфікуючих засобів і легко очищується, що дозволяє підтримувати високий рівень гігієни під час щоденної експлуатації.

<p data-start="720" data-end="1071">>Підголівник кушетки має механічне регулювання та може встановлюватися горизонтальному положенні або змінювати кут нахилу в діапазоні від 15° до 45°. Фіксація підголівника здійснюється за допомогою надійного упору, що дозволяє швидко та зручно адаптувати кушетку під потреби конкретної процедури та забезпечити пацієнту оптимальне положення тіла.

<p data-start="1073" data-end="1460">>Сидіння та підголівник встановлені на посиленому металевому каркасі, який покритий полімерним антибактеріальним покриттям. Таке покриття захищає метал від корозії, механічних пошкоджень і негативного впливу вологи, а також відповідає вимогам до медичних меблів щодо санітарної безпеки. Каркас забезпечує стабільність конструкції та розрахований на максимальне навантаження до 140 кг.

<p data-start="1462" data-end="1763">>Габаритні розміри кушетки становлять: довжина 1900 мм, ширина 600 мм, вис Товщина ложа — 40 мм, що гарантує достатній рівень комфорту для пацієнта під час процедур. Вага виробу — 28 кг, що дозволяє зручно розміщувати кушетку у приміщенні та, за потреби, переміщувати її.

<p data-start="1765" data-end="1948">Усі матеріали та комплектуючі, використані у виробництві кушетки АТОН КД мають необхідні висновки та допущені до використання в медичних меблях відповідно до законодавства України.

<p data-start="1950" data-end="2049">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="2051" data-end="2260" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Кушетка медична діагностична практичним і зручним рішенням для оснащення медичних кабінетів, поєднуючи ергономіку, міцність конструкції та відповідність сучасним стандартам медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал каркаса Сталь з полімерним покриттям Розміри товару 1890 x 600 x 760 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Кушетка діагностична КД - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.