

Кушетка для промивання кишечника КД – ПК

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 11300 грн

Артикул: F0230

Кушетка медична для промивання
кишківника АТОН КД-ПК призначена
для проведення спеціалізованих
медичних процедур у стаціонарних
умовах

<p data-start="0" data-end="408">Кушетка медична для промивання кишківника АТОН КД-ПК призначена для проведення спеціалізованих медичних процедур у стаціонарних умовах, зокрема процедур, пов'язаних із промиванням кишківника відповідно до встановлених клінічних протоколів. Модель використовується у лікарнях, медичних центрах, санаторіях та інших закладах охорони здоров'я, де важливі гігієна, надійність конструкції та комфорт пацієнта.

<p data-start="410" data-end="766">Конструкція кушетки складається з двосекційного ложа, що включає сидіння та підголівник, обтягнуті якісною медичною вінілштучшкірою. Матеріал оббивки стійкий до регулярної дезінфекції, впливу мийних і спиртовмісних розчинів, а також до механічних навантажень, що забезпечує тривалий строк експлуатації виробу та відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

<p data-start="768" data-end="1063">Особливістю моделі є наявність спеціального отвору в середній частині ложа, який забезпечує можливість проведення процедури промивання кишківника згідно з медичними вимогами. Конструктивне рішення дозволяє проводити процедури з дотриманням комфорту пацієнта та зручності для медичного персоналу.

<p data-start="1065" data-end="1349">Підголівник кушетки є регульованим і налаштовується за допомогою механічного безступінчатого механізму, що дає змогу плавно змінювати кут нахилу та обирати

оптимальне положення для конкретної процедури. Це підвищує ергономіку виробу та адаптивність до індивідуальних потреб пацієнтів.

<p data-start="1351" data-end="1674">Сидіння та підголівник встановлені на посилений металевий каркас, покритий захисним полімерним покриттям з антибактеріальними властивостями. Каркас забезпечує високу міцність і стійкість конструкції при максимально допустимому навантаженні до 140 кг, що відповідає вимогам до медичних меблів стаціонарного використання.

<p data-start="1676" data-end="1891">Кушетка встановлюється на стаціонарні опори (ніжки), що гарантує надійну фіксацію під час проведення процедур. Наповнювач ложа — поролон (пінополіуретан), який забезпечує оптимальне поєднання жорсткості та комфорту.

<p data-start="1893" data-end="2102">Габаритні розміри кушетки: довжина 1900 мм, ширина 870 мм, висота 730 мм, товщина матраца 40 мм. Вага виробу становить 28 кг, що забезпечує необхідну стабільність конструкції при експлуатації.

<p data-start="2104" data-end="2331">Матеріали та складові, використані у виробництві кушетки, а також захисне декоративне полімерне покриття мають усі необхідні висновки та дозволи, передбачені законодавством України, і допущені до використання у медичних меблях.

<p data-start="2333" data-end="2555" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Гарантійний термін експлуатації кушетки становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність, практичність та довговічність виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал каркаса Сталь з полімерним покриттям Розміри товару 1900 x 870 x 730 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Кушетка для промивання кишечника КД – ПК - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.