

Багатофункціональне лікарняне ліжко ALF-4

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 183000 грн

Артикул: F0254

Багатофункціональне лікарняне
ліжко ALF-4 призначене для відділень
реанімації та інтенсивної терапії



<p data-start="199" data-end="581">Багатофункціональне лікарняне ліжко ALF-4 — це високотехнологічне медичне обладнання, призначене для використання у відділеннях реанімації, інтенсивної терапії, післяопераційного догляду та спеціалізованих медичних стаціонарах. Ліжко розроблене з урахуванням сучасних клінічних вимог до безпеки пацієнта, зручності медичного персоналу та безперервного моніторингу стану хворого.

<p data-start="583" data-end="832">Конструкція ліжка виконана з міцної сталеві рами та опор, покрити порошковою фарбою з бактерицидними властивостями. Антибактеріальне покриття знижує ризик внутрішньолікарняних інфекцій і витримує регулярну дезінфекцію агресивними мийними засобами.

<p data-start="834" data-end="1060">Ложе ліжка є рентгенопрозорим та повністю сумісним із С-дугою, що дозволяє проводити рентгенологічні обстеження без переміщення пацієнта. За потреби може встановлюватися рентгенопрозора спинна секція з тримачем рентген-касети.

<p data-start="1062" data-end="1409">Ліжко оснащено чотирма електродвигунами, які забезпечують електричне регулювання висоти, положень Тренделенбург та анти-Тренделенбург, положення «кардіологічне крісло», Фаулера та інших клінічно необхідних позицій. Вбудоване автономне джерело живлення дозволяє виконувати критично важливі налаштування навіть у разі відключення електроенергії.

<p data-start="1411" data-end="1647">Знімні торцеві огорожі з ABS-пластику мають швидкий механізм демонтажу, що дозволяє оперативно проводити реанімаційні заходи. Складні бічні огорожі повністю опускаються нижче рівня ложа, не заважаючи пацієнтові при самостійному підйомі.

<p data-start="1649" data-end="1799">Функція авторегресії спинної та стегнової секцій зменшує тиск на тіло пацієнта, сприяючи профілактиці пролежнів при тривалому перебуванні у ліжку.

<p data-start="1801" data-end="2052">Центральна гальмівна система з педалями з обох боків ліжка забезпечує надійну фіксацію та легке керування. Колеса діаметром 150 мм виготовлені з матеріалу, що не

залишає слідів на підлозі та забезпечує плавний рух навіть при значному навантаженні.

<p data-start="2054" data-end="2262">Ліжко може бути додатково укомплектоване подовжувачем лож
інфузійною стійкою, трапецією для самостійного підйому пацієнта, столиком для приладів та
іншими аксесуарами за погодженням із виробником.

<p data-start="2264" data-end="2431">Максимальне допустиме навантаження становить 250 кг,
використовувати ліжко для пацієнтів із підвищеною масою тіла та з додатковим медичним
обладнанням.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="title">Багатофункціональне лікарняне ліжко ALF-4 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.