

Ліжко лікарняне FB-H5

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 29575 грн

Артикул: F0256

Ліжко лікарняне FB-H5 —
багатофункціональне механічне
медичне ліжко з регулюванням
секцій, бічними нахилами, функціями
туалету та миття голови

<p data-start="170" data-end="514">Ліжко лікарняне FB-H5 — це багатофункціональне механічне медичне ліжко розроблене для інтенсивного та тривалого догляду за пацієнтами у лікарнях, реабілітаційних центрах, хоспісах і для домашнього використання. Модель поєднує розширену функціональність, ергономіку та високий рівень комфорту як для пацієнта, так і для медичного персоналу.

<p data-start="516" data-end="901">Ліжко оснащено механічною системою регулювання, що дозволяє плавно змінювати положення спинної, проміжної та ножної секцій. Регулювання секції спини забезпечує положення «сидячи» або «напівлежачи», що дає змогу пацієнту приймати їжу, читати, спілкуватися та виконувати повсякденні дії без сторонньої допомоги. Це значно знижує навантаження на персонал і підвищує якість життя пацієнта.

<p data-start="903" data-end="1288">Регулювання ножної та проміжної секцій дозволяє як опускати ноги нижче рівня ліжка, так і піднімати їх, покращуючи кровообіг, зменшуючи набряки та знижуючи ризик розвитку варикозного розширення вен. Окрема функція «кардіо-крісло» забезпечує повну посадку пацієнта у сидяче положення без необхідності піднімати його з ліжка, що особливо важливо для ослаблених і післяопераційних хворих.

<p data-start="1290" data-end="1554">Унікальною особливістю моделі є функція бічних нахилів ліворуч і праворуч, яка полегшує обертання пацієнта на бік. Це суттєво знижує ризик утворення пролежнів, покращує догляд за шкірою та мінімізує появу гематом у пацієнтів із обмеженою рухливістю або паралічами.

<p data-start="1556" data-end="1907">Ліжко обладнане чотирма поворотними колесами великого діаметру з індивідуальними гальмами, що забезпечує високу мобільність і надійну фіксацію під час процедур. Вбудована функція туалету з підліжковим судном дозволяє використовувати його без підняття пацієнта, а конструкція для миття голови зі спеціальною ванночкою значно спрощує гігієнічний догляд.

<p data-start="1909" data-end="2271">Складні бічні огорожі забезпечують безпеку пацієнта та зручний доступ під час маніпуляцій. У розкладеному положенні вони автоматично фіксуються. Торцеві огорожі швидкознімні, виготовлені з міцного ABS-пластику, стійкого до старіння та дезінфекції. Надліжковий столик легко монтується на бічні огорожі та використовується для прийому їжі або розміщення предметів.

<p data-start="2273" data-end="2581">У комплект входить штатив для крапельниць із нержавіючої сталі з регулюванням по висоті, який можна встановлювати з будь-якого боку ліжка. Матрац товщиною 80 мм має двокомпонентну структуру з кокосової стружки та пінополіуретану, що забезпечує оптимальну підтримку тіла, вентиляцію та профілактику пролежнів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">Назва

<p align="center">Кількість

Ліжко лікарняне "БІОМЕД" FB-H5

<p align="center">1 шт.

Огорожа торцева (передня з фіксаторами)

<p align="center">1 шт.

Огорожа торцева (задня з фіксаторами)

<p align="center">1 шт.

Огорожа бічна

<p align="center">2 шт.

Матрац

<p align="center">1 комплект

Колесо з гальмом

<p align="center">4 шт.

Ролик допоміжний

<p align="center">2 шт.

Штатив для крапельниць

<p align="center">1 шт.

Судно підліжкове

<p align="center">1 шт.

Ємність для миття голови

<p align="center">1 шт.

Столик надліжковий

<p align="center">1 шт.

Інструкція з експлуатації

<p align="center">1 екземпляр

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.