

Стілець В-5Р

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 4700 грн

Артикул: F0258

Банкетка медична АТОН В-5Р призначена для зручного розміщення медичного персоналу та пацієнтів під час оглядів і процедур

<p data-start="0" data-end="407">Стілець медичний АТОН В-5Р призначена для лікувально-профілактичних закладах і забезпечує зручне розміщення медичного персоналу та пацієнтів під час проведення оглядів, процедур і консультацій. Модель підходить для кабінетів лікарів, процедурних, лабораторій, маніпуляційних та інших приміщень, де важливі мобільність, компактність і можливість швидкого регулювання висоти.

<p data-start="409" data-end="719">Конструкція банкетки виконана у вигляді м'якого сидіння ергономічної форми, обтягнутого вінілштучною шкірою, встановленого на стійку з металевою основою. Оббивний матеріал стійкий до зношування, легко очищується та дозволяє регулярну дезінфекцію, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до медичних меблів.

<p data-start="721" data-end="983">Основа стільця виконана у вигляді п'ятипроменевої хрестовини роликів опор, що забезпечує стійкість конструкції та зручне переміщення у межах приміщення без додаткових зусиль. Наявність 5 коліщат дозволяє легко маневрувати навіть у обмеженому просторі.

<p data-start="985" data-end="1301">Висота сидіння регулюється за допомогою гвинтового підйомного механізму шляхом обертання, що дає можливість швидко адаптувати банкетку під зріст користувача або висоту робочої поверхні. Діапазон регулювання висоти сидіння становить від 430 мм до 560 мм, що робить модель універсальною для різних умов роботи.

<p data-start="1303" data-end="1531">Каркас сидіння та стійки виготовлений із металу, що забезпечує міцність і надійність конструкції. Максимально допустиме навантаження на виріб складає 100 кг, що відповідає вимогам до медичних стільців щоденного використання.

<p data-start="1533" data-end="1674">Габаритні параметри виробу: діаметр сидіння — 430 мм, вага банкетки — 8 кг, що робить її легкою, мобільною та зручною в експлуатації.

<p data-start="1676" data-end="1902">Банкетка медична АТОН В-5Р виготовляється у стандартних кольорах оббивки — синій, бежевий та салатовий. Також можливе виготовлення в іншому кольорі на замовлення, з

урахуванням корпоративного стилю або індивідуальних побажань.

<p data-start="1904" data-end="2122" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Гарантійний термін експлуатації ви місяців, а строк служби — не менше 60 місяців. Банкетка АТОН В-5Р є практичним, функціональним і мобільним рішенням для оснащення сучасних медичних кабінетів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал каркаса Сталь з полімерним покриттямДіапазон регулювання висоти 430-560 мм.Діаметр сидіння 340 мм.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стілець В-5К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.