

Стілець універсальний медичний СУ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3000 грн

Артикул: F0260

Стілець універсальний медичний АТОН призначений для комфортного розміщення персоналу, пацієнтів і відвідувачів у кабінетах, приймальнях та інших приміщеннях медичних закладів

<p data-start="0" data-end="252">Стілець універсальний медичний АТОН призначений для використання в медичних закладах та забезпечує комфортне розміщення співробітників, пацієнтів, клієнтів і відвідувачів у кабінетах, коридорах, приймальнях, процедурних та інших приміщеннях медустанов.

<p data-start="254" data-end="546">Конструкція стільця виконана у вигляді цільно-збірного металевого каркаса зі сталі з полімерним покриттям. Полімерне покриття стійке до механічних навантажень, впливу вологи та регулярної санітарної обробки, що дозволяє використовувати виріб у приміщеннях з підвищеними гігієнічними вимогами.

<p data-start="548" data-end="844">Сидіння та спинка стільця мають м'яку основу, виготовлену з пінополіуретану (поролону), та обтягнуті зносостійкою вінілштучною шкірою. Оббивний матеріал легко очищується, не вбирає вологу та витримує обробку дезінфікуючими засобами, що є важливим для щоденної експлуатації у медичному середовищі.

<p data-start="846" data-end="1203">Ергономічна форма сидіння і спинки забезпечує зручну посадку та підтримку спини під час тривалого сидіння. Висота сидіння від підлоги становить 420 мм, що відповідає стандартам для медичних меблів та забезпечує комфорт користувачів різного зросту. Конструкція розрахована на максимальне навантаження до 150 кг, що гарантує надійність і довговічність виробу.

компактним та зручним для розміщення навіть у приміщеннях з обмеженим простором. Маса виробу — 7 кг, завдяки чому стілець легко переміщувати при необхідності.

<p data-start="1433" data-end="1602">Колір каркаса стандартно виконується у білому кольорі, колір оббивки може бути обраний під замовлення відповідно до інтер'єру медичного закладу або корпоративного стилю.

<p data-start="1604" data-end="1797">Гарантійний термін експлуатації стільця універсального медичного

АТОН становить 18 місяців, строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує високу якість матеріалів і надійність конструкції.

<p data-start="1799" data-end="2009" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Стілець універсальний медичний функціональним та зручним рішенням для оснащення медичних закладів, поєднуючи ергономіку, простоту догляду та відповідність сучасним вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал каркаса Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 475 x 415 x 780 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стілець універсальний - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.