

Штатив медичний АТОН ШДВ-3

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 3100 грн

Артикул: F0266

Штатив для тривалих вливань ШДВ-3 використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур

Штатив для тривалих вливань ШДВ-3 використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур. Конструкція штативу трипроменева підставка, телескопічна стійка, кронштейн для чотирьох пластикових пакетів, кошиків для флаконів К-Н або К-С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Діапазон регулювання по висоті 1435 - 2275 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Штатив ШДВ-3 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.