

Штатив медичний АТОН ШДВ-3Б

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 1150 грн

Артикул: F0270

Штатив для тривалих вливань ШДВ-3Б використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур

Штатив для тривалих вливань ШДВ-3Б використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур. Конструкція штативу трипроменева підставка, телескопічна стійка, кронштейн для двох пластикових пакетів, кошиків для флаконів К-Н і К-С або двох скляних пляшок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Висота товару 2000 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Штатив ШДВ-3Б - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.