

Штатив медичний АТОН ШДВ-5Н

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3250 грн

Артикул: F0272

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Н використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Н використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур. Конструкція штативу п'ятипроменева підставка з регульованими ніжками, телескопічна стійка, кронштейн для чотирьох пластикових пакетів, кошиків для флаконів К-Н або К-С.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Діапазон регулювання по висоті 1285-2125 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Штатив ШДВ-5Н - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.