

Штатив медичний АТОН ШДВ-5Н-К

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3350 грн

Артикул: F0274

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Н-К використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Н-К використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур. Конструкція штативу п'яти променева підставка з регульованими ніжками, телескопічна стійка, кронштейн для двох пластикових пакетів, кошиків для флаконів К-Н або К-С або двох скляних пляшок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Діапазон регулювання по висоті

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Штатив ШДВ-5Н-К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.