

Штатив медичний АТОН ШДВ-5Р

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3250 грн

Артикул: F0276

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Р використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур

Штатив для тривалих вливань ШДВ-5Р використовується для розміщення ємностей з лікарськими або фізіологічними розчинами під час медичних процедур. Конструкція штативу п'ятипроменева підставка з роликowymi опорами, телескопічна стійка, кронштейн для чотирьох пластикових пакетів, кошиків для флаконів К-Н або К-С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Нержавіюча сталь Діапазон регулювання по висоті 1315-2155 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Штатив ШДВ-5Р - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.