

Шафа медична ШМ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 15000 грн

Артикул: F0284

Медична шафа АТОН ШМ призначена для зберігання лікарських препаратів, інструментів і витратних матеріалів

<p data-start="163" data-end="514">Медична шафа АТОН ШМ призначена для зберігання лікарських препаратів, витратних матеріалів, медичних інструментів, приладів та іншого приладдя у закладах охорони здоров'я. Конструкція шафи відповідає вимогам медичних установ і забезпечує зручну організацію простору, наочність зберігання та високий рівень безпеки.

<p data-start="516" data-end="856">Верхня частина шафи виконана заскленою, що дозволяє швидко ідентифікувати вміст без відкривання дверцят. Вона поділена на три відділення двома скляними полицями, розрахованими на розміщення лікарських засобів і медичних матеріалів з допустимим навантаженням до 5 кг на полицю. Скляні елементи забезпечують гігієнічність та простоту догляду.

<p data-start="858" data-end="1101">Нижня частина шафи виконана у вигляді металевого сейфа з по, дозволяє безпечно зберігати препарати та матеріали з обмеженим доступом. Така конструкція поєднує відкритий контроль у верхній частині та захищене зберігання в нижній секції.

<p data-start="1103" data-end="1357">Корпус шафи виготовлений зі сталі з полімерним покриттям, стійким до зношування та регулярної обробки м'якими і дезінфікуючими засобами. Регульовані ніжки дозволяють компенсувати нерівності підлоги в межах +18/+30 мм, забезпечуючи стабільне встановлення.

<p data-start="1359" data-end="1640">Медична шафа АТОН ШМ має оптимальні габаритні розміри, що дозволяє використовувати її в палатах, процедурних, маніпуляційних, ординаторських та інших медичних приміщеннях. Виріб розрахований на тривалий термін експлуатації та відповідає вимогам щоденного інтенсивного використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Шафа ШМ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.