

Шафа медична ШМ-М-М

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 13300 грн

Артикул: F0292

Медична шафа АТОН ШМ-М-М — суцільнометалева шафа з двома сейфовими секціями, металевими полицями та замками для безпечного зберігання лікарських препаратів і медичних матеріалів

<p data-start="191" data-end="549">Медична шафа АТОН ШМ-М-М призначена для розміщення та лікарських препаратів, витратних матеріалів, медичних інструментів, приладів та іншого приладдя у закладах охорони здоров'я. Конструкція шафи орієнтована на підвищений рівень безпеки зберігання та відповідає вимогам до медичних меблів із закритим доступом.

<p data-start="551" data-end="870">Шафа виконана у вигляді суцільнозварного металевих корпусу, що забезпечує високу міцність, стабільність і довговічність під час експлуатації. Верхня частина шафи являє собою металевий сейф, поділений двома металевими полицями на три відділення, що дозволяє впорядковано зберігати лікарські засоби та медичні матеріали.

<p data-start="872" data-end="1166">Нижня частина шафи також виконана у вигляді металевих сейфа та по металеву полицю на два відділення. Така конструкція забезпечує роздільне та безпечне зберігання препаратів і приладдя, у тому числі з обмеженим доступом. Наявність трейзера та двох замків підвищує рівень захисту вмісту.

<p data-start="1168" data-end="1385">Корпус і фасад шафи виготовлені зі сталі та пофарбовані у білий колір, що відповідає вимогам до медичного середовища. Матеріали стійкі до механічних навантажень і регулярної обробки м'якими та дезінфікуючими засобами.

<p data-start="1387" data-end="1641">Оптимальні габаритні розміри дозволяють використовувати шафу в палатах процедурних, маніпуляційних, ординаторських та інших приміщеннях медичних закладів.

Медична шафа АТОН ШМ-М-М розрахована на тривалий термін служби та інтенсивну щоденну експлуатацію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям СклоРозміри товару 500 x 390 x 1610 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Шафа ШМ-М-М - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.