

Столик пеленальний СП

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 8800 грн

Артикул: F0330

Медичний сповивальний столик АТОН
СП — сталевий столик з
полістироловою стільницею та
еластичним матрасом, призначений
для огляду й сповивання
новонароджених у пологових
будинках і неонатологічних
відділеннях

<p data-start="171" data-end="557">Медичний сповивальний столик АТОН СП призначений для прове
оглядів новонароджених, сповивання та виконання інших необхідних процедур у медичних
закладах. Він використовується в перинатальних центрах, пологових будинках,
неонатологічних відділеннях клінік і лікарень, де особливо важливі безпека, гігієна та
зручність роботи медичного персоналу.

<p data-start="559" data-end="824">Конструкція столика являє собою легкий, але міцний металевий каркас
виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. Таке покриття захищає поверхні від корозії,
стійке до регулярної обробки м'якими й дезінфікуючими засобами та відповідає вимогам
медичного середовища.

<p data-start="826" data-end="1159">Стільниця виконана з полістиролу — матеріалу, що поєднує ле
міцність і простоту догляду. Робоча поверхня доповнена спеціальним еластичним матрасом у
медичній клейонці, який забезпечує комфортне та безпечне розміщення немовляти під час
процедур. Матрасик легко очищується та підходить для щоденного інтенсивного
використання.

<p data-start="1161" data-end="1481">Продумана конструкція сповивального столика забезпечує зручний доступ до
дитини, стабільність під час використання та оптимальні умови для роботи медичного
персоналу. Столик поєднує практичність, надійність і відповідність сучасним медичним
стандартам, що робить його ефективним рішенням для неонатологічних підрозділів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Полістирол Розміри товару 950 x 750 x 925 мм Висота
стільниці 810 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик пеленальний СП - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.