

Столик сповивальний медичний СП-П

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 9400 грн

Артикул: F0332

Медичний сповивальний столик АТОН СП-П з полицею — сталевий столик з полістироловою стільницею, еластичним матрасом і додатковою полицею для витратних матеріалів, призначений для огляду та сповивання новонароджених у медичних закладах

<p data-start="196" data-end="560">Медичний сповивальний столик АТОН СП-П з полицею призначений для безпечного та комфортного розміщення новонародженого під час оглядів, сповивання та проведення інших необхідних процедур у медичних закладах. Столик широко застосовується в перинатальних центрах, пологових будинках, неонатологічних відділеннях клінік і лікарень.

<p data-start="562" data-end="831">Конструкція столика складається з міцного металевого виготовленого зі сталі з полімерним покриттям, стійким до корозії та регулярної обробки миючими й дезінфікуючими засобами. Каркас забезпечує стабільність і довговічність виробу під час щоденної експлуатації.

<p data-start="833" data-end="1147">Робоча поверхня виконана з полістиролу — легкого та практичного матеріалу, який легко очищується й відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичного середовища. Стільниця доповнена еластичним матрасом у медичній клейонці, що створює комфортні умови для немовляти та забезпечує зручність для медичного персоналу.

<p data-start="1149" data-end="1441">Додатково столик оснащений полицею, розташованою на висоті 340 мм.

необхідних під час процедур. Таке рішення підвищує ергономіку робочого простору та дозволяє тримати все необхідне під рукою.

<p data-start="1443" data-end="1641">Сповивальний столик АТОН СП-П поєднує функціональність, практичність і відповідність медичним стандартам, забезпечуючи зручність догляду за новонародженими та ефективну організацію роботи персоналу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттям Полістирол Розміри товару 950 x 750 x 925 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик пеленальний з полицею СП-П - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.