

Візок для перевезення пацієнтів ТПБ

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 17000 грн

Артикул: F0343



Медичний візок АТОН ТПБ — каталка для транспортування пацієнтів у горизонтальному положенні з металевим каркасом, регульованим підголовником, колесами з гальмами та м'яким ложем з вінілштучшкіри для використання в медичних закладах

<p data-start="182" data-end="508">Медичний візок для перевезення хворих АТОН ТПБ призначений для транспортування пацієнтів у горизонтальному положенні в умовах медичних закладів. Він використовується у лікарнях, клініках, приймальних і діагностичних відділеннях, а також під час внутрішньолікарняного переміщення пацієнтів.

<p data-start="510" data-end="795">Каталка складається з міцного металевого каркаса, встановленого на чотири поворотні колеса, що забезпечують маневреність і зручність руху в коридорах і приміщеннях. Два колеса оснащені гальмами, які дозволяють надійно зафіксувати візок під час посадки, висадки або проведення процедур.

<p data-start="797" data-end="1151">Ложе візка обтягнуте вінілштучшкірою, стійкою до зношування, миючих дезінфікуючих засобів. Матеріал легко очищується та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичних установ. Для підвищення комфорту пацієнта візок оснащений регульованим підголовником, кут нахилу якого фіксується за допомогою гребінки, що дозволяє швидко обрати потрібне положення.

<p data-start="1153" data-end="1427">Для зручності транспортування передбачена одна ручка у вигляді низького бильця, яка забезпечує контроль руху візка з боку медичного персоналу. Каркас візка пофарбований білою антибактеріальною фарбою, що знижує ризик поширення інфекцій у проміжках між санітарними обробками.

<p data-start="1429" data-end="1660">М'яка частина може бути виготовлена в одному з чотирьох стандартних кольорів — бежевому, синьому, салатовому або сірому. Також можливе виготовлення в іншому кольорі під замовлення, з індивідуальним узгодженням термінів виробництва.

<p data-start="1662" data-end="1863">Усі матеріали та комплектуючі, використані в конструкції візка АТОН ТПБ, мають необхідні висновки та допущені для застосування в медичних меблях, що гарантує безпечну та довговічну експлуатацію виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал Сталь з полімерним покриттямЛоже Вінілісшкіра (шкірзам)Розміри товару 2056 x 640 x 980 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Візок для перевезення хворих ТПБ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.