

Ноші медичні «БІОМЕД» В14

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 38640 грн

Артикул: F0387

Ноші медичні «БІОМЕД» В14 призначені для екстреного транспортування пацієнтів у надзвичайних умовах — у горах, на воді та з використанням авіації

<p data-start="137" data-end="511">Ноші медичні «БІОМЕД» В14 — це професійне рішення для транспортування пацієнтів у найскладніших умовах, де стандартні ноші не справляються.

Модель розроблена спеціально для використання в горах, на воді, у повітрі та в умовах надзвичайних ситуацій, включно з рятувальними операціями, евакуацією з важкодоступних місць і військово-медичними завданнями.

<p data-start="513" data-end="908">Конструкція носів забезпечує максимальну безпеку пацієнта та стабільність під час транспортування. Корпус виготовлений з міцного нетоксичного матеріалу, який не піддається корозії, стійкий до вологості, перепадів температур та механічних навантажень. Матеріал має вогнестійкі властивості, що дозволяє використовувати ноші в екстремальних умовах без ризику для пацієнта та рятувальників.

<p data-start="910" data-end="1203">Ноші «БІОМЕД» В14 обладнані чотирма ремнями безпеки, які надійно фіксують пацієнта навіть під час вертикального або похилого підйому. Регульований упор для ніг дозволяє адаптувати положення під різні антропометричні параметри, знижуючи ризик зміщення тіла під час транспортування.

<p data-start="1205" data-end="1466">Ключовою перевагою моделі є можливість авіаційної евакуації. У комплект входить система кріплення до вертольота, що робить ці ноші ідеальними для гірських рятувальних служб, медичних авіаційних бригад, ДСНС, військових та міжнародних гуманітарних місій.

<p data-start="1468" data-end="1738">Конструкція продумана до дрібниць: ергономічна форма полегшує ручне перенесення, а також забезпечує стабільність при підйомі на тросах. Ноші підходять для використання на суші, у воді та в повітрі, що робить модель універсальною для комплексних рятувальних операцій.

<p data-start="1740" data-end="1918">Завдяки максимальному допустимому навантаженню 272 кг, використовуватися для транспортування пацієнтів з великою масою тіла або з додатковим

медичним обладнанням.

<p data-start="1740" data-end="1918">Ноші медичні «БІОМЕД» В14 — це вибір професіоналів, які працюють т
ціна помилки — життя людини. Надійність, універсальність і відповідність вимогам
екстреної медицини роблять цю модель оптимальним рішенням для рятувальних служб і
спеціалізованих медичних підрозділів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Ноші медичні 1шт.2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-09 4 шт.3. Стропи кріплення до вертольоту 1 комплект4.
Дошка для закріплення стоп 1 шт.5. Інструкція 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.