

Стійка для медичного обладнання каскадна СТ-О-К

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 7035 грн

Артикул: F0389

Стійка для медичного обладнання каскадна СТ-О-К призначена для зручного розміщення та швидкого доступу до медичних приладів у лікувальних закладах

<p data-start="0" data-end="393">Стійка для медичного обладнання каскадна СТ-О-К розроблена для зручного та впорядкованого розміщення медичних приладів, апаратури й допоміжного обладнання у відділеннях лікарень, поліклініках, стаціонарах, діагностичних центрах і приватних клініках. Конструкція забезпечує швидкий доступ до обладнання та оптимальну організацію робочого простору в умовах інтенсивної щоденної експлуатації.

<p data-start="395" data-end="781">Стійка виконана у вигляді міцної ціліснозварної конструкції з металевого профілю, що гарантує високу жорсткість, стабільність і тривалий строк служби. Усі металеві елементи покриті порошковою фарбою з антибактеріальними властивостями, стійкою до механічних навантажень, регулярної дезінфекції та впливу вологи. За бажанням замовника можливе виготовлення стійки в іншому кольорі.

<p data-start="783" data-end="1288">Конструкція оснащена трьома полицями, розташованими каскадом під кутом, що забезпечує зручний огляд і доступ до кожного приладу без необхідності переміщення обладнання. Таке розташування полиць підвищує ергономіку робочого процесу та скорочує час виконання маніпуляцій. Кожна полиця оснащена бортиками, які запобігають зміщенню та падінню приладів під час роботи або переміщення стійки. Максимальне навантаження на одну полицю становить 30 кг, що дозволяє розміщувати важке медичне обладнання.

<p data-start="1290" data-end="1633">Для забезпечення мобільності стійка встановлена на чотири колісні опори, дві з яких оснащені гальмами. Це дозволяє легко переміщувати стійку в межах приміщення та надійно фіксувати її у робочому положенні. Конструкція підходить для експлуатації в умовах підвищеної вологості та допускає очищення і дезінфекцію спиртовмісними розчинами.

<p data-start="1635" data-end="1823">Габаритні розміри стійки: довжина 560 мм, ширина 454 мм, висота 1025 мм. становить 20 кг, що забезпечує оптимальне поєднання стійкості та зручності переміщення.

<p data-start="1825" data-end="1920">Гарантійний термін експлуатації складає 18 місяців, строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="1922" data-end="2126" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Стійка каскадна СТ-О-К є практичним рішенням для організації медичного обладнання, поєднуючи високу вантажопідйомність, мобільність і відповідність вимогам до медичних меблів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стійка для медичного обладнання каскадна СТ-О-К - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.