

Стійка ендоскопічна медична АТОН СТ-ЕЯ-М-Кр-Пб

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 23900 грн

Артикул: F0395

Стійка ендоскопічна медична АТОН СТ-ЕЯ-М-Кр-Пб призначена для зручного розміщення та організації ендоскопічного обладнання, медичної апаратури й витратних матеріалів у клінічних умовах. Модель виконана на металевому збірно-розбірному каркасі з антибактеріальним полімерним покриттям та оснащена шістьма регульованими по висоті полицями і висувним ящиком. Стійка встановлена на самоорієнтувальні колеса, дві з яких оснащені автономним гальмівним пристроєм. Діаметр коліс становить 100 мм, що забезпечує плавне пересування навіть при повному завантаженні та надійну фіксацію у певному положенні.

У нижній частині каркаса розміщено один висувний ящик з допустимим навантаженням до 5 кг, призначений для зберігання аксесуарів, витратних матеріалів або документації. Над ящиком розташовані шість металевих полиць з полімерним антибактеріальним покриттям. Відстань між полицями регулюється з кроком 50 мм, що дозволяє адаптувати стійку під конкретну апаратуру та різні габарити медичних приладів. Максимальне навантаження на одну полицю становить 10 кг, а допустиме навантаження на всю конструкцію — до 65 кг.

Комплектація моделі СТ-ЕЯ-М-Кр-Пб додатково включає:

<p data-start="1662" data-end="1738">кронштейн для ендоскопа, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі;

<p data-start="1741" data-end="1824">кронштейн під монітор, що забезпечує зручне розташування екрану в робочій зоні;

<p data-start="1827" data-end="1929">мережевий фільтр, який дозволяє безпечно підключати медичну апаратуру без додаткових подовжувачів.

<p data-start="1931" data-end="2117">Габаритні розміри стійки: довжина — 555 мм, ширина — 500 мм, висота — 1200 мм, вага виробу становить 37 кг, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та мобільністю.

<p data-start="2119" data-end="2216">Гарантійний термін експлуатації складає 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців.

<p data-start="2218" data-end="2482" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Ендоскопічна стійка АТОН СТ-ЕЯ-М-Кр-ПБ продуманим і надійним рішенням для організації робочого простору з медичною апаратурою, поєднуючи модульність, високу вантажопідйомність, мобільність та відповідність вимогам до сучасних медичних меблів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="title">Стойка ендоскопічна медична АТОН СТ-ЕЯ-М-Кр-ПБ - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.