

Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3550 грн

Артикул: F0397

Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р призначений для зручного розміщення руки пацієнта та витратних матеріалів під час процедур забору крові

<p data-start="0" data-end="370">Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р призначений для зручного та безпечного проведення процедур забору крові у медичних закладах різного профілю. Модель використовується в процедурних кабінетах, лабораторіях, поліклініках, стаціонарах та приватних медичних центрах, де важливі стабільність конструкції, комфорт пацієнта та ергономіка роботи медичного персоналу.

<p data-start="372" data-end="826">Конструкція столика виконана у вигляді стійкої системи на трьох опорах, що забезпечує надійність і стійкість під час проведення маніпуляцій. Каркас виготовлений зі сталі з полімерним покриттям з антибактеріальними властивостями, яке стійке до регулярної дезінфекції, механічних навантажень та впливу мийних і спиртовмісних розчинів. Це дозволяє використовувати столик у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, що висуваються до медичних меблів.

<p data-start="828" data-end="1244">Ключовим елементом конструкції є м'який ложемент ергономічної форми, призначений для зручного розміщення руки пацієнта. Ложемент обтягнутий медичним вініловим шкірзамінником, який легко очищується та дезінфікується. Положення м'якого елемента регулюється по висоті та по куту нахилу до 70°, що дозволяє адаптувати столик під індивідуальні особливості пацієнта та забезпечити комфортні умови під час забору крові.

<p data-start="1246" data-end="1518">Додатково столик оснащений металевою полицею-лотком, виготовленою зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям. Полиця призначена для розміщення витратних матеріалів, інструментів або ємностей, необхідних у процесі роботи, та сприяє впорядкованості робочого простору.

<p data-start="1520" data-end="1825">Колісні опори у даній моделі не передбачені, що забезпечує фіксоване положення столика під час процедури та підвищує загальну стабільність конструкції. Максимальне допустиме навантаження на всю конструкцію становить 10 кг, що відповідає вимогам до використання столика за його прямим призначенням.

<p data-start="1827" data-end="2023">Габаритні розміри виробу: довжина 460 мм, ширина 375 мм, висота 760 мм. Вага 4 кг, що робить його компактным і зручним для розміщення у приміщеннях з обмеженим простором.

<p data-start="2025" data-end="2175">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність та довговічність виробу.

<p data-start="2177" data-end="2392" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Столик для забору крові АТОН СТ-3К-Р має оптимальну конструкцію, ергономіку, комфорт для пацієнта та відповідність вимогам до сучасних медичних меблів, забезпечуючи ефективну і безпечну роботу медичного персоналу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="title">Столик для забору крові медичний АТОН СТ-3К-Р - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.