

Ноші медичні «БІОМЕД» А16

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 21300 грн

Артикул: F0399

Ноші медичні «БІОМЕД» А16 призначені для безпечного транспортування пацієнтів в екстреній медицині з повною іммобілізацією тіла



<p data-start="0" data-end="303">Ноші медичні «БІОМЕД» А16 призначені для використання в екстреній медицині та застосовуються для безпечного і дбайливого транспортування пацієнтів у важкому стані. Модель особливо ефективна при підозрі на травми хребта, множинні ушкодження та ситуаціях, де критично важлива повна іммобілізація тіла.

<p data-start="305" data-end="692">Конструкція носів дозволяє їм приймати форму тіла пацієнта відповідно до його антропометричних особливостей. Після укладання пацієнта з носів відкачується повітря за допомогою насоса, що входить до комплекту, у результаті чого носії стають жорсткими та надійно фіксують тіло. Ступінь жорсткості регулюється індивідуально залежно від стану пацієнта, що значно підвищує безпеку транспортування.

<p data-start="694" data-end="1073">Носії виготовлені з високоякісної синтетичної тканини, стійкої до дезінфекційних засобів і багаторазового використання в умовах підвищених навантажень. Матеріал легко очищується та відповідає вимогам екстреної медицини. Конструкція не містить металевих елементів, завдяки чому носії можна використовувати під час рентгенографічних досліджень без необхідності перекладання пацієнта.

<p data-start="1075" data-end="1406">Для зручності транспортування носії оснащені 8 ергономічними ручками, що дозволяє працювати з ними декільком медичним працівникам одночасно. 4 ремені безпеки забезпечують надійну фіксацію пацієнта та запобігають зміщенню під час переміщення. У складеному вигляді носії компактні, легкі та зручні для зберігання й перевезення.

<p data-start="1408" data-end="1643">Технічні характеристики: Довжина у розгорнутому стані — 205 см Ширин

Максимально допустиме навантаження — 160 кг

<p data-start="1645" data-end="1896" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Ноші медичні «БІОМЕД» бригадами швидкої допомоги, службами медицини катастроф, рятувальними підрозділами та іншими екстреними службами, де важливі швидкість, безпека і максимальний захист пацієнта під час

транспортування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Ноші медичні "БІОМЕД" – 1 шт. 2. Насос для нош – 1 шт. 3. Сумка транспортувальна – 1 шт. 4. Інструкція – 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.